

组装机 迈维特智能 胶体金卡组装机

产品名称	组装机 迈维特智能 胶体金卡组装机
公司名称	威海蓝威电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室
联系电话	15318276666 15318276666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海迈维特智能识别技术有限公司

体外诊断卡组装机

有人形容现在医生问诊都是“先诊断”，胶体金组装机，可见诊断在现代医学中的重要性。

近年来，随着国家保障政策的完善，以及各种新技术的兴起，体外诊断（IVD）产业得到很好的发展，成为器械市场中为活跃的领域之一。

就在不久前，中国工业信息中心发布《中国健康蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），对体外诊断产品市场进行分析并给予乐观预期：2014年，我国体外诊断产品市场规模达到306亿元；预测2019年市场规模将达723亿元，年均复合增长率高达18.7%。

体外诊断卡全自动组装机机器人LW-3000系列

体外诊断卡全自动组装机机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

体外诊断卡全自动组装机器人LW-3000系列特点：

1、操作简单：机器在运转过程中，全程由1人值守。主要看守上、下盖物料的添加，以及观察各个工位运转情况。如有异常情况，在操作界面中会有显示并警报响起；

2、运行稳定：经过多次的试验和改进，减少了繁琐的工序，机器的结构更简单、更优化。简单的构造合理的设计为机器稳定的运行奠定了坚实的基础；

测试卡的检测结果

早试纸检测结果大多数会有下述四种情况：

- 1.阳性: 出现两条红色条带。一条位于对照区(C)，另一条位于检测区(T)，表明已怀孕。
- 2.阴性: 仅在对照区(C)出现一条红色条带。在检测区(T)无红色条带出现，表明未怀孕。
- 3.弱阳性:如在检测线位置(T)出现的红色线明显浅于对照线位置(C)红色线，提示您可能已受孕。
- 4.【5分钟】在对照区（C）无红色条带出现，胶体金设备，提示测试失败或试纸已（失效）。

在怀孕初期HCG浓度偏低，或者在后3-4周，HCG浓度达到峰值时，均有可能出现弱阳性的检测结果。

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，是集自动上料、切条、组装、检测、下料、包装于一体的智能型机器人，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

1、运行稳定：经过多次的试验和改进，减少了繁琐的工序，机器的结构更简单、更优化。

2、精度高：机器运行过程中，全程由多个视觉传感器以及多套激光传感器定位、检测、监测。是定位的精度、组装的精度。

3、：2000+/小时

4、维护方便：机器的结构简单，简单的结构维护起来更方便。

现代生化诊断需要将检测仪器、检测试剂及校准品等组成检测系统，并实现检测的自动化、流水线化。在生化检测试剂方面，经过多年的发展，我国企业的产品质量水平和自主能力显著提升，通过诊断产品的量值溯源，提高了检测结果的准确性、一致性和可比性，进口替代的空间不断扩大，组装机，国产试剂在我国生化试剂领域占有率已经超过50%。。目前，国产生化试剂市场中，主要的市场参与者包括科华生物、九强生物、复星长征等。在生化检测仪器方面，由于较高的技术壁垒，大型生化分析仪基本都

是由外资品牌垄断，国内企业仅在生化仪器的中低端领域有所涉及。

体外诊断卡全自动组装机器人LW-3000系列

体外诊断卡全自动组装机器人全系列（软、硬件）均为我司自主研发与制作，自投入市场以来，受到广大客户yizhihaoping：、精度高、运行稳定、操作简单、维护方便.....

体外诊断卡全自动组装机器人LW-3000系列特点：

操作简单：机器在运转过程中，全程由1人值守。主要看守上、下盖物料的添加，以及观察各个工位运转情况。如有异常情况，在操作界面中会有显示并警报响起；

组装机-迈维特智能-胶体金卡组装机由威海迈维特智能识别技术有限公司提供。威海迈维特智能识别技术有限公司为客户提供“机电自动化设备,计算机软硬件,集成电路,单片机及外部设备”等业务，公司拥有“迈维特”等品牌，专注于自动化成套控制系统等行业。，在威海市火炬高技术产业开发区沈阳路-108号创新大厦232室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。