

广州日用陶瓷质检报告 铅镉迁移量检测

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 广州日用陶瓷质检报告 铅镉迁移量检测 |
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859 |

产品详情

广州日用陶瓷质检报告 铅镉迁移量检测

检测范围

与食物接触的日用陶瓷、有釉和无釉陶器。

检测原理

用4% (V/V) 乙酸溶液, 在 22 ± 2 温度浸泡 $24h \pm 10$ min萃取陶瓷制品表面溶出的铅和镉, 用原子吸收分光光度计进行测定。

检测标准

GB/T12651与食物接触的陶瓷制品铅镉溶出量允许极限GB/T 3534日用陶瓷铅镉溶出量的测定方法ASTM C738-94 (2020) 上釉陶瓷表面溶出的铅、镉标准测试方法AOAC 973.82-1977 (1997) 陶瓷器皿中萃取的铅和镉的测定-可选的原子吸收色谱法ASTM C927-80 (2019) 外表用陶瓷玻璃釉装饰的玻璃杯杯口及外缘析出铅和镉的标准测试方法BS EN 1388-1: 1996与食品接触的材料和物品 硅化表面 第1部分: 测定从陶瓷品中释放的铅和镉BS EN 1388-2: 1996与食品接触的材料和物品 硅化表面 第2部分: 除陶瓷品外测定从硅化表面释放的铅和镉