

# 药品检验中抽检和送检用车载冰箱(压缩机制冷)

产品名称	药品检验中抽检和送检用车载冰箱(压缩机制冷)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

药品检验中抽检和送检用车载冰箱(压缩机制冷)公司介绍 福意联恒温箱专业打造，考虑到实验室的使用环境特殊，所以反复研究开发，简单整洁的外观，一键式触摸按键操作，ptc陶瓷加热 多风扇循环风道，中空钢化双层玻璃门体，三重报警功能，全方位保证实验结果的真实性，是中科院、科研院所、学校、教育机构、医院、研发机构等实验室提供理想的配套设施。

药品检验中抽检和送检用车载冰箱(压缩机制冷)介绍

药品检验中抽检和送检用车载冰箱(压缩机制冷)功能：

- 1、产品结构为立式箱体.主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统.
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成,密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点.
- 3、自动化霜功能,适合温湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露 4、电脑温度控制器,LCD数字式显示、控温精度,有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
- 、温度报警、安全锁功能,防止出现意外.
- 5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化. 6、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角.降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求.
- 7、门体中部使用三层强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品. 8、采用新型全压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长. 9、箱体采用优质钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品.底部带有移动脚轮和止动底角.
- 10、配置安全锁,可实现专人专管。经过我们多年的经验积累，和专业不断地创新，使我们的诚信和服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉。

导入期是指在开始试验药物治疗前，受试者不服用试验用药物，或者服用安慰剂的一段时间。设计导入期的目的是：· 使机体清除可能影响试验结果的既往治疗用药。如果患者在入组前服用了与试验用药物相似的药物，为保证不影响对试验结果的评估，应设计一段时间的导入期使既往用药排出体外。· 用来确定患者的入组资格。一些检查（如为确诊原发性高血压须间隔一定时间多次测量血压，又如检查患者可否按时服药以确保试验开始后良好的依从性）须要一定的时间才能得出结果用以确定患者是否符合入组标准。· 给予对患者进行基线检查所需的时间。例如计数导入期内心绞痛或哮喘的发作次数以便与试验治疗开始后的发作次数相比较。清洗期是指在交叉设计的试验中，在第一阶段治疗与第二阶段治疗

中间一段不服用试验用药物，或者服用安慰剂的时期。清洗期可使患者在服用第二阶段的试验治疗开始前使机体排除第一阶段服用的试验用药物产生的影响。换言之，导入期是为了清洗试验前可能服用的其他药物，清洗期是为了清洗前后两试验阶段间的药物。