

北京半自动封板机 莱普特科学仪器厂家 半自动封板机

产品名称	北京半自动封板机 莱普特科学仪器厂家 半自动封板机
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

封膜仪

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

封膜仪是一种用于包装行业的设备，主要应用于各种产品的封膜操作。它通过加热和加压的方式，将塑料薄膜紧密地包裹在产品表面，以保护产品不受外界环境的影响，同时延长产品的保质期。

封膜仪通常由加热部件、加压部件和控制系统等组成。其中，加热部件用于将塑料薄膜加热到适宜的温度，以便与产品紧密粘合；加压部件则用于将加热后的塑料薄膜紧密地包裹在产品表面；控制系统则用于控制整个封膜过程，半自动封板机厂家，包括温度、压力和时间等参数。

封膜仪具有多种优点，如操作简便、封膜效果好、适用范围广等。它不仅可以用于包装行业，还可以用于食品等行业。在包装行业，封膜仪可以有效地提高包装效率，降低包装成本，同时还可以增加产品的附加值。在食品行业，北京半自动封板机，封膜仪可以保证食品的卫生安全，防止细菌和病毒的污染。

总之，封膜仪是一种非常实用的设备，可以广泛应用于各种行业。如果您对封膜仪有更多的了解需求，欢迎联系莱普特科学仪器（北京）有限公司

96孔板封膜仪热封和冷封功能你了解了吗？

冷封压盖功能

冷封压盖功能是为管PCR设计，通过恒定平稳压力将PCR盖平整压下，解决了人工压盖不严密，漏液、易挥发

现象造成的交叉污染问题以及效果不均导致的实验重复性差问题，更解决了压盖难压盖慢现实问题。

与传统的手工压盖相比，自动检测适配器高度，半自动封板机价格，适配0.1ml、0.2ml管PCR可一次性完成12个八联管PCR压盖工作，实时显示压盖时间，均匀的压力压盖牢固，效果均匀一致。PLC程序控制，全彩触摸屏人机界面控制面板，工作，工作过程实时显示。

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机产品特点

产品特点

Easy-200半自动封板机/封膜机/压膜机还采用了陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命；采用准确的钢轨道，噪音更低定位更准；可设定自动休眠和深度休眠时间，更加节能，低碳环保。以上几点让Easy-200脱颖而出，是PCR仪、定量PCR仪不可或缺的得力助手。

- 1、外观设计简洁大方，占地面积小，操作简单方便。
- 2、采用OLED显示屏，可视角度更大，更节能环保。
- 3、封板可调温度80 ~ 200 ，实时显示封板温度，升温迅速，300秒内升温至170 。风扇冷却，降温迅速。
- 4、封板压力可以根据实际效果调整，可适配各种类型的微孔板和热封膜。
- 5、采用微处理器控温，精度好，精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
- 6、热封板温度和热封时间均准确可调，调节幅度分别为1 和0.1秒
- 7、采用了陶瓷板加热技术，可防止温度过高导致封膜粘连；
- 8、机身两侧设计了清理开窗，方便清洁维护热板，延长了使用寿命。
- 9、自动待机功能可节省能源。60分钟内无动作时，仪器进入待机模式时，仪器温度自动降低到60 ，以达到节能效果
10. 仪器120分钟内无动作时，仪器进入“深度睡眠”模式，关闭显示屏，切断加热体电源，只剩微弱的电流供给控制板的重要部件，半自动封板机多少钱，再按任意键，仪器会恢复工作状态。

11、人性化设计控制舱门进出，如果手或其它物体阻碍了正在关闭的进出舱门，电机将倒转退出舱门，保护使用者和样品的安全。

想要了解更多信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

北京半自动封板机-莱普特科学仪器厂家-半自动封板机价格由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 海淀区 的分析仪器等行业积累了大批忠诚的客户。莱普特科学仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！