

一次性医用防护用品检测 医用防护服检测 医用防护帽检测

产品名称	一次性医用防护用品检测 医用防护服检测 医用防护帽检测
公司名称	苏州飞凡检测科技有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	飞凡检测:医疗器械
公司地址	苏州工业园区唯亭双泾街59号4号楼202室（注册地址）
联系电话	18051093356 18051093356

产品详情

一次性医疗防护帽用于环境保护医疗管理人员、疾病控制和防疫工作人员的头部、面部和颈部，防止企业直接接触含有一类潜在传染性污染物的医疗防护技术产品。以下是我们可以一起做的，看看一次性使用医疗防护帽检测的标准问题是什么。

飞凡检测系统提示医用材料防护帽性使用方法检测技术标准：YY/T1642-2019

本标准规定了医用防护帽的使用、包装和储存的技术要求、试验方法、标记和说明。

本标准适用于医务人员、疾控防疫人员接触潜在传染性污染物时佩戴的医用防护帽(以下简称防护帽)的二次使用。本标准适用于医用防护帽的有限使用。

本标准方法不适可以用于生物医用辐射帽、一次性医用帽和一次性进行手术帽。YY/T1642-2019-次性使用医用防护帽检测系统测试技术项目:

GB/T2410-2008透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T3923.1-2013 纺织织物拉伸性能第1部分：断裂强度和断裂拉伸的确定（条纹方法）

GB/T4744纺织品静水压法防水性能测试与评价

纺织品防水性能试验与评定浸渍法

GB/T545-2014纺织品燃烧性能垂直损伤长度、阴燃和后燃时间的测定

GB/T12704.1-2009纺织品进行织物透湿性试验研究方法第1部分:吸湿法

GB/T14233.1-2008医用输液、输血和注射器械检验方法第1部分：

化学分析方法

GB15979-2002- - 卫生用品性使用卫生标准

GB19082-2009 医疗 - 性防护服技术要求

防渗漏 gb/t 4744-2013

透湿性国标12704.1-2009

表面防潮性GB/T 4745-2012

抗合成血液渗透 GB 19082-2009

过滤效率GB 19082-2009 5.7

抗静电性能 -- gb 19082-2009 5.9

静电衰减特性 -- gb 19082-2009 5.10

断裂进行强力 GB/T 3923.1-2013

GB/T 3923.1-2013年断裂伸长率

阻燃材料性能 GB/T 5455-2014 条件A

《微生物》 GB 15979-2002附录B

《中华人民共和国药典》 2015年版四部通则第1101条

环氧乙烷残渣GB/T 14233.1-2008

结构和规格YY/T 1642-2019

飞凡检测认证国家专业医疗用品检测机构，需要检测一次性医用防护帽，一次性使用灭菌橡胶外科手套，一次性使用医用橡胶检查手套，一次性使用医用防护鞋套等项目欢迎咨询飞凡检测。