

儿童物理冷敷降温仪-快速降温 技术稳定

产品名称	儿童物理冷敷降温仪-快速降温 技术稳定
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

传统方式可以通过温水擦浴、贴退热贴、多喝水、降低环境温度等物理降温的方式来帮助降温，具体操作如下；

1、温水擦浴，孩子出现低热的症状时，可以适时给孩子洗个热水澡，水温不要过高，保持在37 左右即可，通过洗温水浴可以快速达到物理降温的作用。也可以用温湿的毛巾擦拭孩子的手心、脚心、大腿根、腋窝、脖子等大血管比较丰富的部位，从而起到降温的效果。

2、额头贴退热贴，退热贴可以敷于孩子的额头、太阳穴、手心、脚心、大腿根、腋窝等部位，从而起到降温的效果。

小孩发烧可以通过物理降温、药物降温、抗感染、日常护理等方式进行治疗。发烧是由于人体的体温调节中枢异常产生的体温异常升高。

3、多喝水，孩子在发热期间需要多喝水，通过喝水促进体内的血液循环，促进尿液排出，可以在一定程度上起到降温的作用。而且多喝水也可以帮助孩子发汗，以帮助温度降低。

4、降低环境温度，孩子退热需要与周围进行热量交换，周围环境温度越低，越有利于退热，发热时最适宜的环境温度是20 -24 ，有助于体温缓慢下降。对于婴幼儿人群，尤其是夏天，只要将孩子的衣服解开，待在阴凉的地方，孩子的体温也会逐渐下降。需要注意的是，如果孩子的体温超过38.5 ，物理降温的效果并不理想，需要在医生的指导下服用退烧药物进行治疗，以免引起高热惊厥。

而现在新一代物理降温仪专用于:儿童发烧，发热，用于纯物理降温，无副作用，效果好。

机器采用航天级半导体制冷技术，制冷速度快，使用寿命长，机器磨损小，加入纯净水插上电就可以直接使用，采用了独特的水囊设计，包含了额头，腋窝，腋下能有效的起到降温效果，采用智能触摸屏，有冷敷，热敷双模式，智能控温，一秒制冷。