

供应超声波细胞破碎仪VM-1500T

产品名称	供应超声波细胞破碎仪VM-1500T
公司名称	北京佰麦科技有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号—D15192 (集群注册)
联系电话	13683501266

产品详情

一体式超声波破碎仪WM-1500T

主要应用：

- 1、药物提取，细胞，细菌，病毒组织破碎。如细胞内含物的萃取。
- 2、物质颗粒的分散、匀质，及乳化。如纳米材料的分散。
- 3、加速溶解，加速化学反应。如用于化学合成

技术特点：

- 1.超声数字电路，可连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量。不占用实验室空间
- 2.工作方式：7寸触摸屏触控操作，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态累计显示；9999分钟过程控制定时器控制总时间：0.1秒钟至999分钟999.9秒

- 3.超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电换能器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体
- 4.开/关脉冲定时器，闭循环和开循环均可从0.1秒至999分钟任意设置，确保高强度处理样品
- 5.*的自动振幅和脉冲补偿功能，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化
- 6.换能器采用进口CV33压电陶瓷晶片，超声效率高，长时间工作不易发热
- 7.超声探头采用美标TC4钛合金材质，长时间使用探头不易磨损
- 8.带有数据保存，振幅可调，相位频率实时显示，设备可间歇工作，也可空载运行，符合不同实验需求
- 9.整体设备采用加强钢结构喷塑制造，主机隔音箱为一体化，体积小效率高，美观大方。

基本参数

一体式超声波破碎仪WM-1500T

型号：WM-1500T

操控方式：7寸高清大触摸屏控制

处理容量：100-1500ml

工作频率(KHz)：25

超声功率(W)：1500W

功率可调(%)：0-99%无极可调

整机尺寸(mm)：360x300x500mm

设温范围()：0120

时间控制 (S) : 0.1s-9999分钟

换能器尺寸 (mm) : 直径65mm

探头尺寸 (mm) 标配15mm (可选配 10 12 18 20 25mm)

标准配置

1.可调支架台1个

2.操作手册 1份

3超声波主机 1套

4超声波换能器 1套

5变幅杆 1支

6高频线/电源线 1套

7保修卡/合格证 1份