

DSA保温柜(血管造影剂加温)

产品名称	DSA保温柜(血管造影剂加温)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

DSA保温柜(血管造影剂加温)介绍 层流净化手术室设备管理：为了保证设备的正常运行，医院应制定层流净化手术室设备运行管理制度，设专人每天检查控制板上空调显示数据，定期检测空调系统运行情况，严格遵守管理规范，做好维护保养工作，层流净化手术室急诊手术间的送风系统，应24小时维持在低速运行状态，以保证手术室恒温、恒湿和洁净度，其他手术间可根据实际情况，在手术前1小时将层流打开维持低速运行状态，手术前30~40分钟调至高速运行，对长时间没有使用的层流净化手术室，启用时应首先清洁送风口滤网，并至少提前3小时开机运行，以达到手术室空气洁净度要求，适宜的温度、湿度使术者心情稳定，也有利于患者术后伤口的愈合，室温过高，工作人员容易出汗，影响操作并可能增加感染的机会；室温过低，患者易发生低温功能障碍影响术后恢复。

DSA保温柜(血管造影剂加温)案例展示 DSA保温柜(血管造影剂加温)经过我们多年的经验积累，和专业不断地创新，使我们的诚信和服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉。特殊的带有强力通风系统的加热/制冷模块，使该仪器能确保室内每个位置都具有最好的温度均一性。另外，数显控温系统使设定的温度准确的保持和监测。

1、智能温控系统
智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。

可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃，调节增量为1℃。

2、制冷系统
制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

3、环保无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

4、可视透明 使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

5、人性化设计
自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

5、安全系统
报警方式可实现低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。

安全锁功能，防止出现意外。宽电压带，适合电压不稳定地区。 DSA保温柜(血管造影剂加温)

企业介绍--北京福意联专业从事于医院

、工厂、制药厂、疾控中心、实验室、质监局、大学、科学院恒温设备的销售和研发。

本公司拥有一流的实验设备和经验丰富的技术人员，可为您提供全方位科研技术服务。

多年来，本公司已形成了一支经验丰富的销售服务与技术支持专业队伍。