

聚乙烯瓶易氧化物检测，易氧化物检测机构

产品名称	聚乙烯瓶易氧化物检测，易氧化物检测机构
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

聚乙烯易氧化物的检测通常采用氧化指数法，原理是将样品油溶液置于氧气的光照下进行加热氧化，然后测定氧化后溶液的黏度。根据黏度差别计算出氧化指数。该方法的优点是操作简便、测试速度快，但无法反映易氧化物的种类等。

易氧化物

- 口服液体药用聚丙烯瓶YBB00082002-2015
- 口服液体药用高密度聚乙烯瓶YBB00092002-2015
- 口服液体药用聚酯瓶YBB00102002-2015
- 外用液体药用高密度聚乙烯瓶YBB00392003-2015[
- 口服固体药用聚丙烯瓶YBB00112002-2015
- 口服固体药用高密度聚乙烯瓶YBB00122002-2015
- 口服固体药用聚酯瓶YBB00262002-2015
- 多层共挤输液用膜、袋通则YBB00342002-2015
- 三层共挤输液用膜（I）、袋YBB00102005-2015
- 药用复合膜、袋通则YBB00132002-2015
- 玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋YBB00202004-2015

检测流程

1、联系客服，沟通检测需求

- 2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品
- 3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标
- 4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案
- 5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告