

聚丙烯瓶不挥发物检测，聚乙烯瓶不挥发物检测

产品名称	聚丙烯瓶不挥发物检测，聚乙烯瓶不挥发物检测
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

聚乙烯瓶不挥发物的检测方法包括：

取样：从待测的聚乙烯瓶中选取适量试样，例如10克，将其置于铝皿或表面皿中。

加热：将装有试样的铝皿或表面皿放入烘箱中，在105℃下加热30分钟。

冷却：加热后取出铝皿或表面皿，冷却至室温。

称重：用天平称量加热前后的铝皿或表面皿的重量，记录下重量差。

计算：根据重量差与试样质量的比例，计算出不挥发物的含量。

不挥发物

- 口服液体药用聚丙烯瓶YBB00082002-2015
- 口服液体药用高密度聚乙烯瓶YBB00092002-2015
- 口服液体药用聚酯瓶YBB00102002-2015
- 外用液体药用高密度聚乙烯瓶YBB00392003-2015
- 口服固体药用聚丙烯瓶YBB00112002-2015
- 口服固体药用高密度聚乙烯瓶YBB00122002-2015
- 口服固体药用聚酯瓶YBB00262002-2015
- 多层共挤输液用膜、袋通则YBB00342002-2015

5

三层共挤输液用膜（I）、袋YBB00102005-20

15

五层共挤输液用膜（I）、袋YBB00112005-20

15

药用复合膜、袋通则YBB00132002-2015

玻璃纸/铝/聚乙烯药用复合膜、袋YBB002020

04-2015

检测流程

- 1、联系客服，沟通检测需求
- 2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品
- 3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标
- 4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案
- 5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告