

准确甲醛检测盒 / 甲醛自测盒 / 甲醛测试盒贴牌生产

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 准确甲醛检测盒 / 甲醛自测盒 / 甲醛测试盒贴牌生产 |
| 公司名称 | 重庆贵美环保科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:贵美 型号:gm-jq02 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区石小路195号1幢22-2号 |
| 联系电话 | 68601665 13996222556 |

产品详情

空气甲醛快速检测试剂盒使用说明书

产品组成：1.吸收盒

2.稀释剂 3.显色剂

4.比色卡片

5.说明书

本产品适用于消费者对生活环境可能受到的甲醛进行快速半定量检验，可对甲醛污染程度进行判定。

介绍：本产品采用新型的甲醛特异性化学吸收剂，可与空气中甲醛快速结合，通过显色深浅与比色卡对照后直接判读甲醛含量。

使用方法：按示意图操作

注意事项：

1、使用本品前，请先将被检测空间（房间、家具、汽车等）密闭，密闭时请同时关闭空调、净化器等调

节设备，如需要可将家具柜门及抽屉等怀疑污染物打开，一般情况下2小时。

- 2、检测过程中，若室内温度过低,低于0摄氏度时可适当延长手握蓝盖吸收盒的时间(第5图)至10分钟。
- 3、本产品中的检测试剂如不慎溅入眼、口、皮肤，请立即用清水冲洗，溅到台面或器物上应立即试擦洗掉。
- 4、检测后产品中的废弃液体可倒入下水道，包装可随生活垃圾处理。
- 5、本试剂只作半定量检测，不作为法定检测依据。
- 6、产品应保存于避光干燥处，同时要避免儿童触及。

影响检测的因素：

- 1、门窗封闭时间及密封性。封闭时间准确密封性好则检测甲醛浓度准确性强。
- 2、房间内温湿度。在门窗紧闭的环境中，高温低湿条件下甲醛释放量大，易于检测。
- 3、房间内物品甲醛含量，含量越高释放的甲醛量越大，房间甲醛浓度也就越高。
- 4、产品的有效期一年，要在产品有效期内使用，打开包装后要立即使用，否则里边的一些挥发性物质可能会对检测结果有一定影响。

甲醛污染途径及清除甲醛办法简介：

甲醛污染主要来自于室内的使用为主，同时也包括燃料及烟叶的不完全燃烧等一些次要因素。目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板中可能使用以甲醛为主要成分的尿醛树脂作为黏合剂，由尿醛树脂制成的脲-甲醛泡沫树脂隔热材料也常被制成建筑物的保温材料，这些建材均对室内环境造成长期危害。此外甲醛还可来自化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂印刷油墨、纸张等。

甲醛在室内环境中的含量随房屋的使用时间甲醛的残留量逐渐减少；温度越高，湿度越小，越有利于甲醛的释放；通风条件越好，建筑装饰材料中甲醛的释放也相应越快，越有利于室内的清洁。经常打开门窗通风换气可以消除部分甲醛，但时间长效果慢，研究表明，室内甲醛的释放期一般为3-15年。一般新装修的居室其甲醛的含量可达到0.4mg/m³，个别则有可能达到1.50mg/m³。

"批发正品准确甲醛检测盒 / 甲醛自测盒 / 甲醛测试盒【贴牌生产】"的尺寸为100*80*25 (mm)，加工定制是，测量范围为0.00-2.00，测量对象是甲醛气体，型号为GM-jq02，测量精度是±5%，品牌为贵美，含量是99，属性为测试甲醛数值，用途类别是标准品