

# 营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱

产品名称	营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱厂家简介：

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱厂家 -北京福意电器有限公司创建于1999年，创立以来一直集、、恒温设备和冷链运输设备并骄人成绩，目前在恒温箱、干燥柜、低温冰箱方面已具有及工艺，产品于多个。公司一贯坚持“，用户上，优良，信守合同”的底线，凭借着高的产品，良好的，优良的，产品近三十多个省、市、自治区。竭诚与外商家双赢合作，共同发展，共创！

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱参数：

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱：特点：

- 1、温湿度调控范围广泛，几乎适用于有产品的温湿度条件存储；
- 2、速度快、精度高；长期工作偏差小，性能稳定
- 3、柜内各系统的工作状态，在显示屏上一览无余，实时了解目前工作状态
- 4、具有手动操控各个系统工作功能，便于客户灵活处理控制方式。
- 5、整体系统采用模块式安装设计，便于根据客户的特殊要求灵活改变设计，达到客户各种特别的性能参数值，同时也方便维护和保养。
- 6、对水分子有的亲和力特点；
- 7、柜内led照明显示，方便夜间或光线暗处操作；
- 8、带脚轮设计，方便移动和使用；
- 9、该设备隔热、隔磁、防尘、平衡状态功率小、寿命长、噪音小；并具有、等特点
- 10、耗电低：

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱：

操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。接通电源，按下电源开关，把温度控制仪调到用户需的设定温度值（此值需高于室温加50C）。当培养箱显示温度达到设定温度时，加准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度过设定上限报警温度（出厂设置为5）控温仪自动切断加热器电源。如打开玻璃门取样品时，加热器、循环风机会停止工作，当关上玻璃门后，加热器和免培养物的污染及温度的过冲现象。

福意联恒温、冷藏设备等等。用于冷藏保存药品、试剂、生物制剂等。福意联（FU.YI.LIAN）以全员幸福、利益共享为目标，以德敬人、以诚立人的为使命，创造了的企业文化以及的理念，坚持务实诚信、守法经营，业务持续发展。

营养液加温箱 37度医用恒温箱 医用加热箱