

电解质晶体液加温箱(37度恒温箱)

产品名称	电解质晶体液加温箱(37度恒温箱)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

电解质晶体液加温箱(37度恒温箱)介绍加温箱是一种用于调节和保持室内温度的设备，通常用于育婴、实验室、植物培养等领域。它能够精确的温度控制，确保环境温度始终保持在所需范围内。加温箱通常由保温材料制成，具有较高的保温性能，能够有效地减少能源消耗。根据不同的需要，加温箱有多种尺寸和型号，用户可以根据自己的需求选择合适的设备。

洁净层流手术室日常维护与管理：1、对各级过滤器按照要求定期更换（一般建议初中高效过滤器更换的周期为：初效三个月清洗、六个月更换，中效六个月更换，高效为一年更换），初效过滤器金属网定期拆下清洗；中效过滤器定期检查有无破损或堵塞；中、高效过滤器由净化机组检测，提示过滤网脏时必须进行更换，或已使用二年以上时必须予以更换，2、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求，静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准，3、洁净手术室投入运行前，应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定，并作为手术室基础材料存档，4、通过净化自控系统对机组进行监控，每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查，发现问题及时解决，5、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录，每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录，

电解质晶体液加温箱(37度恒温箱)案例展示 电解质晶体液加温箱(37度恒温箱) 并发症的预防及处理措施 1、感染（1）安抚患者，加强心理护理。（2）留置导尿管的时间尽可能的缩短。（3）如有必要冲洗膀胱时应在冲洗前，严格遵守无菌操作原则进行尿道口护理。（4）密切观察冲洗情况，使冲洗管的位置低于病人膀胱位置约15~20cm。（5）不使用过期的冲洗液，冲洗液使用前应仔细观察瓶口有无松动、瓶身有无裂缝及溶液有无沉淀等。（6）必要时局部或全身使用抗生素。

1.采用压缩机制冷技术，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。

2.本冰箱为立式单门冰箱，可根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;

3.可用于低温保存，低温测试实验等；适用于科研院所 医院、防疫站及畜牧系统

4.微电脑温控，恒温范围-30 ~10 ，数显温度指示。 5.密封式压缩机，不含氟。

6.立式结构箱体，PU保温层，密封保温性能好。

7.多种保护装置：低电压保护装置，电路保险丝保护，自动电方向保护装置。

8.发泡门体保温效果更好，更利于物品的保存 9.微电子温控器，温度可调可控。

电解质晶体液加温箱(37度恒温箱) 企业介绍--北京福意电器有限公司以“一站式”服务为宗旨，为您提供优质、全面、系统的服务。设计部配备经验丰富的专业设计人员，充分考虑使用者的需求，结合场地

空间，为用户提供功能性强、美观、实用的布局方案。公司下设部门专营实验室仪器代理商、我们真诚的希望接触过我们产品，了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和服务提出宝贵意见和建议，我们也为能给您提供优质的交钥匙工程感到荣幸。卓越的品质、合理的价格、优良的售后服务。