

手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱)

产品名称	手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱)介绍 手术室的空气经高效过滤器净化, 然后要求能控制气流的流通方向, 即采用层流超净装置, 使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域, 并带走和排出气流中的尘埃颗粒和细菌;层流是一股细小、薄层的气流, 以均匀的流速向同一方向输送, 层流纯净手术室是一个多功能采用空气洁净措施, 将空气中的尘埃粒子过滤, 使细菌无载体传播, 从而有效预防和控制感染的发生, 同时提供合适的温度、湿度环境, 使病人在手术时受到尽可能少的损伤。

手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱)案例展示 手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱) 膀胱痉挛：
(1) 做好心理护理, 缓解患者的紧张情绪, 术前对患者进行疾病的详细讲解, 使患者对疾病有充分的认识, 同时保持一个良好的心态; 术后引导患者转移注意力, 以减轻患者的紧张。

(2) 在病情允许的情况下尽早停止膀胱冲洗, 使病人减轻痛苦。(3) 冲洗时密切观察, 保持管道的通畅, 注意冲洗液的温度(以20 较为合适)和速度(每分钟80~120滴, 每15~30分钟快速冲洗半分钟为宜)以防对膀胱造成刺激而引起痉挛。(4) 药物处理: 黄体酮是一种孕激素制剂, 可解痉松弛平滑肌使膀胱内压力下降, 起到止痉作用。术后予消炎痛栓100mg纳肛。或口服托特罗定片2 mg。

(5) 操作动作要轻柔, 技术过硬以减少对病人的刺激。

(6) 酌情减少导尿管气囊内的气体(或液体), 以减轻对膀胱三角区的刺激。

(7) 教会患者应对膀胱痉挛的方法: 如深呼吸、屏气呼吸法等。将液体加温后输入, 不仅能有效的减轻低体温, 从某种意义上尚有一定的升温作用。另外, 还可对皮肤消毒剂加温, 可有效防止因冷消毒剂的蒸发而带走机体热量。术中所用冲洗液的温度可用恒温箱加热至37 , 以减少患者体温下降的幅度及缩短体温恢复正常的时间, 保持了患者的正常体温。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成, 密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能, 适合温湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露 4、智能电脑温度控制器, LCD数字式显示、控温精度, 有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能, 防止出现意外。
- 5、温感探头, 自动显示箱体内部温度, 便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。 7、门体中部使用三层强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度, 便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。 9、箱体采用

优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

手术用甘露醇冲洗液加温箱(37度恒温箱)北京福意电器有限公司本着“以德敬人，以诚立人”的宗旨和原则，为的产品和便捷的售后服务为客户提供专业的仪器设备，主要：医用冰箱，实验室冰箱，恒温箱，加温箱，车载冷链运输箱等。