

## 中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）

产品名称	中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

### 产品详情

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）厂家简介：

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）厂家北京福意联有限公司（Beijing Electric Applian Co., Ltd.）是一家致力于医疗健康及实验室产业发展的成长型企业，我们以丰富的产品、的、完善的为各大中小医院、门诊及其他提供完善的设备解决方案，同时为实验室恒温冷藏保存及科研设备全力贡献自己的一份力量；针对医疗，产品类别覆盖有手术室、检验科、妇产科、泌尿科、骨科、内科、儿科、耳鼻喉科、糖尿病科、康复科、护理科、综合科、检验室、放射室、化验室、透析室等。

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）参数：

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）：特点：

温度可根据需求自由控制调节温度 主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。  
三层透明保温玻璃门内充惰性气体； 电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能， 门锁设计与温度  
恒温锁定功能； 故障报警：高温报警，低温报警，断电报警，传感故障报警。  
实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的！

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工作时，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上运动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发物品。6.要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别注意箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性。8.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温度。11.要使用专用工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是一家从事开发、设计和恒温箱（柜），高低温试验箱（柜），冷热试验箱（柜）。公司成立以来，人才优势更加突出，坚持关键自主开发，系统的完成了产品的供应链，

中药热敷报加温装置（中药热敷包恒温箱FYL-YS-431L）