

医用伤口冲洗机--犬伤处置机构专用设备

产品名称	医用伤口冲洗机--犬伤处置机构专用设备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

犬伤冲洗系统（犬咬伤清创机）

伤口处理包括对伤口内部进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外科处置，这对于预防狂犬病发生，避免继发细菌感染具有重要意义。

伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

消毒处理:彻底冲洗后用稀碘伏(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其他病毒灭活效力的皮肤粘膜消毒剂消毒涂擦或者消毒伤口内部。

犬伤创口冲洗机采用脉动压力技术，使用特制刀头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。犬伤清创机科学的处置能有减低伤患创口病毒数量，提升狂犬病预防性；以完全符合规定的处置程序保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；专业的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平要求，减轻处置人员的工作负担。

- 1、犬伤清创机取得《中华人民共和国医疗器械证》，
- 2、符合《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求
- 3、冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷！