

注射器测试仪泄漏正压检测远梓厂家直供

产品名称	注射器测试仪泄漏正压检测远梓厂家直供
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:ZY15810-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触屏选择注射器的公称容量、泄漏试验所用的侧向力、轴向压力，并在测试过程中显示侧向力、轴向压力，对芯杆的作用时间，并可由机载打印机打印出测试结果。

执行标准：GB15810-2019《一次性使用无菌注射器》与ISO7886-2017

公称容量：1ml ~ 60ml、任意选择。

侧向力：0.25N ~ 3N、误差不大于±1%

分辨率：0.001N

轴向压力：100Kpa ~ 400Kpa、误差不大于±5%

试验时间：30S ± 1S、误差不大于±1S

净重：15kg 外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：10kg 外形尺寸：400 × 290 × 275 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

注射器是一种常见的医疗设备，主要用于将液体注入到人体内。注射器通常由针头、注射器筒和活塞组成，其中针头用于刺入皮肤，注射器筒用于容纳药物或疫苗，活塞用于控制注射器的体积和推动液体。

注射器的应用非常广泛，包括但不限于以下几个方面：

疫苗接种：注射器是疫苗接种的主要工具之一，通过将疫苗注入人体内，可以预防多种疾病。

药物治疗：注射器可以将药物直接注入人体内，如抗生素、止痛药、麻醉药等。

血液抽取：注射器也用于抽取血液样本，用于诊断或检测疾病。

输液治疗：注射器可以用于输液治疗，将营养液、电解质溶液等输送到人体内。

其他应用：注射器还可以用于其他一些应用，如注射美容液、注射麻醉剂等。

总之，注射器是一种重要的医疗设备，广泛应用于医疗保健领域，对于治疗疾病、预防感染等方面发挥着重要作用。