

液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜

产品名称	液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72916.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜相关-探讨手术患者术中发生低体温的原因及相关的并发症,提出相应的护理干预,提高患者的手术护理质量。方法:对患者术中体温的影响因素及并发症进行分析,并进行适当护理干预,包括增强护士保暖意识、保暖接送患者、规范手术室的温度、手术床的准备、呼吸器加温、液体加温输入、注意预防皮温与体腔热散失等方法进行护理防护。结果:达到有效减低手术患者术中低体温的发生率,减少手术并发症的目的。结论:许多因素可以使患者发生术中低体温,手术室护士对每一潜在的因素进行护理干预是保证手术患者手术顺利完成,减少手术并发症的有效方法。

液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜产品用途-

在手术过程中如果使用未加热至体温的冲洗液会导致手术患者寒战，而寒战发生对手术患者有许多不利的影响，加强手术期患者的体温保护非常重要。所以，为了避免寒战发生，加温术中盐水冲洗液是有效地保温措施。福意联致力于手术室恒温，业打造医用恒温设备。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜产品参数：

液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜相关- 正常成人安静状态下：舌下温度36.3--37.2
直肠温度36.5--37.7（比口腔温度高0.3--0.5）腋下36.0--37.0（比口腔温度低0.3--0.5）；体温如果低于35.0称为体温过低 有生命危险；体温如果低于36.0但大于35.0只能说明你的体温过低。
体温是指机体内部的温度。正常人腋下温度为30[—]37度，口腔温度比腋下高0.2

—0.4度，直肠温度又比口腔温度高0.3—0.5度。 人体的温度是相对恒定的正常人在24小时内体温略有波动，一般相差不过1度。生理状态下，早晨体温略低，下午略高。运动、进食后、妇女月经期前或*期体温稍高，而老年人体温偏低。体温高于正常称为发热，37.5—38度为低热，38—39度为中度发热，39—40度为高热，40度以上为高热。人体温度相对恒定是维持人体正常生命的重要条件之一，如体温高于41度或低于25度时将严重影响各系统（特别是神经系统）的机能，甚至危害生命。机体的产热和散热，是受神经调节的，很多疾病都可使体温正常调节机能发生障碍而使体温发生变化。临床上对病人检查体温，观其变化对诊断疾病或判断某些疾病的预后有重要意义。液体恒温箱（福意联FYL-YS-100L）医用恒温柜