

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜

产品名称	液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74375.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜相关-

术中保温护理对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者术后低体温反应及应激反应的影响.方法 选取2014年7月~2015年7月该院收治的行腹腔镜手术的子宫肌瘤患者86例,随机分为观察组和对照组,每组43例.对照组术中应用常规性护理,观察组术中应用加温保护.记录两组患者术中低体温反应发生情况、术中-量、输血量及应激反应情况.结果 观察组术中低温发生率、寒战发生率、苏醒延迟发生率低于对照组(均 $P < 0.05$),观察组的气管拔管时间、术后苏醒时间短于对照组(均 $P < 0.05$).观察组术中血糖水平、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率水平低于对照组($P < 0.05$).结论 术中保温能有效降低腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者低体温反应,减轻患者术中的应激反应,有利于促进患者术后苏醒,提高患者术后的苏醒质量.

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜产品用途-

主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场所。用于加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液至37度，提升了手术室护理质量,深化了护理内涵，更好的售后于病人。

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜产品参数：

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜相关-

外科手术中热量的散失是通过以下途径进行的，辐射和对流散热占病人散热总量的85%。护士应建议患者穿上袜子和戴上头罩，以便在术前保持身体温暖。即使这样患者在手术中还是会感觉非常寒冷，特别

是当体腔被打开后。预防患者术中寒冷的办法应注意两点，一是巡查护士要根据该手术方案为患者盖上或铺上调温型毯子。二是，值班护士应提前将冲洗液或注射液放在加温箱中进行加热。加温的物品有三部分：1.注射液体：静脉输液、血液和血液制品加热到37℃。2.手术中使用的生理盐水、冲洗液同样要加热到接近人体体温，以防体热的散失。3.患者使用的被服、手术中应用的器械，如手术刀、剪子等，经过杀菌处理后，放在恒温箱中进行恒温保存。目前，为避免手术中低体温的并发症。新进手术室必须配备手术室保温柜。手术室保温柜的控温范围在2-48℃，并且每度可调可控。巡查护士根据手术要求，提前备好加温液体。FYL-YS-280L手术室保温柜500ml的生理盐水可放96瓶~120瓶，但是厂家不建议优良大限度摆放，摆放瓶数较多会造成空气流通不均匀，加热速度慢，加热不均衡等问题。对手术中低体温并发症的预防，需要医院院感部门的监督与管理。在调温型毯子和手术室液体加温箱的采购上做到严格把关。护士长应检查落实手术前的执勤护士的准备工作，做到准备齐全、疏漏。确保患者生命安全。

液体恒温箱（福意联FYL-YS-150L）医用恒温柜