

## 血液运输冰箱（25L血液运输箱）

产品名称	血液运输冰箱（25L血液运输箱）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

血液运输冰箱（25L血液运输箱）厂家简介：

血液运输冰箱（25L血液运输箱）厂家——福意联（FU.YI.LIAN）电器有限公司，范围涵盖医疗及实验室规划设计、仪器设备、和于一体，包括恒温、冷藏、低温、高温、移动制冷等多个域。福意联（FU.YI.LIAN）始终把“靠前、上”作为企业的经营理念，并严格执行9001体系及14001环境体系规范，产品等多项认可。

血液运输冰箱（25L血液运输箱）参数：

-1、医疗：不仅可用于血液，，血浆，疫苗，生物试剂，特殊药品的冷藏及运输；也可适用于，卫生，，等药品配送及周转。2、：环境检验，实验室检测，水利，地质等外出采样携带冷藏；3、运输：长途运输的食品、药物、疫苗、采样、；

血液运输冰箱（25L血液运输箱）：特点：

1、产品结构为卧式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，可实时观察箱内温度。4、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。5、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。用途：1、在医疗域：疫苗、针剂、血液制品、特殊药品等的保存及长途运输。2、侦破：对生物体的防腐和保存移动。3、域：对试剂、标本、水样等保存并运输。清洁及保养

？ 清洁和冰箱之前务必将电源线从插座中拔出。？

不能用水冲洗冰箱或放在水盆水池中清洗冰箱。？

禁止使用刷子、洗涤垫、坚硬锋利工具除霜或清理冰箱内物体。？ 应定期用湿布清洁冰

箱内部。血液运输冰箱（25L血液运输箱）：福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。二、我公司保证出厂的产品均按有关标准和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价。三、用户对我公司产品提出异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出人员，并做到问题不解决人员不撤离。对每件用户反馈的产量问题及处理结果我公司将予以存档。四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

北京福意联有限公司经过10多年的发展，形成了集科研、、和于一体的现代化产业。产品广泛适用于：医疗、实验室、、科研、质检、大中医院校、电子化工等。

血液运输冰箱（25L血液运输箱）