

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）

产品名称	便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）厂家简介：

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）厂家——福意联（Fuyilian）企业为了迎接时代的变迁和挑战，公司秉承了不断、顾客上、引时尚，美化生活的经营理念，以顾客需求和体验为追求目标，与时俱进，不断进步。，福意联遍布于100多个和地区营销网络，正在为市场提供着多元化的。

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）参数：

-主要用于防疫疫苗药品2-8度转运、低温药品运输、试剂运输、血液制品的冷藏保温。车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V直流电源。室内使用:用电源逆变器接室内220V交流电源。

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）：特点：

采用的优良压缩机制冷，数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况，并可以自由调节。无噪音、
，，轻便，使用寿命长,耗电少，结构简单，体积小，室内外均可使用。2.本冰箱为卧式单门冰箱，可
根据需要调节温度，同时满足深冷速冻和保鲜需要;3.基本配置

可用于保存血浆、生物材料、疫苗、药剂等；适用于科研、血站、医院、及系统4.优良的温度控制：采
用原装微电脑优良温度控制器，箱内温度-10 ~ -25 自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。5.
的制冷系统：采用优良压缩机，制冷速度快；加厚保温层，保温效果好。6.开机延时、停机间隔等保护
功能，确保运行可靠；快速冷冻功能。 车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器
的12V直流电源。 室内使用:接室内220V交流电源。：统一整机1年，压缩机3年，终身维护。便携式

水样保存箱（便携式低温冷藏装置）：我公司的产品从设计、检测、到产品包装，运输及各环节，产量
严格按照、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。不定期邀请有关来公司监督、指导工
作，严把关。 1.原料 为确保原材料，我公司均在严格的合格供方。进厂原材料经检验合格后方能入
库，确保入库合格率达到。各主要材料优先和定点企业优良产品，实行层层把关检测审核制度。 2.
为确保产量，对各环节严格进行控制，工装过程中实行跟踪卡制度，当产量出现问题时可追溯班组和个
人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率达。目前，我公司已引进设备和工艺，为确
保优良的产品打下了坚实基础。 3.检验 公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的产品不投
入使用和出厂。由质检部的人员，对产品过程中的工序及成品严格按照产品的条款，设计图纸和有关标
准及规格进行检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。 4.不合格品的控制 不合格品的控
制我公司实行三检制度（自检、互检、检），以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施，优良实际和
潜在的不合格因素，防止类似问题发生。 5.包装与运输 对产品成型过程中影响的搬运、包装和交付
各环节进行控制，以防产品损坏，在产品终验收合格后根据签合同的运输方式及有关要求，对产品进行
包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。

北京福意联有限公司拥有一批毕业于各高等院校或从事过实验室工作的、有着良好经验的团队。拥有的
仪器理论和丰富的实战经验，具备科学的产品定位设计，使客户从产品的、安装、及方面，得到快捷而
化的，务求使客户得到对产品方便的操作与大的回报。我们本着用心做事、诚信做人、上的原则。愿与
业内和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和方面的突出优势，使众多的客户在新、新方法、新仪
器的应用中受益。我们的是：以的仪器，化的和合理的价格于客户。

便携式水样保存箱（便携式低温冷藏装置）