

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）

产品名称	车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）厂家简介：

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）厂家——福意联秉承以人为本的信念，坚持吸纳人才、培养人才、重视人才，以人才求发展，以客户为支点，以树品牌，三位一体，不断研制设备新产品，提供更加优良的，推动企业不断发展壮大。并不断自主，运用的模式，坚持“客户上、靠前”的原则，

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）参数：

-1、医疗：不仅可用于血液，，血浆，疫苗，生物试剂，特殊药品的冷藏及运输；也可适用于，卫生，，等药品配送及周转。2、：环境检验，实验室检测，水利，地质等外出采样携带冷藏；3、运输：长途运输的食品、药物、疫苗、采样、；

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）：特点：

1、产品结构为卧式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，可实时观察箱内温度。4、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。5、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。用途：1、在医疗域：疫苗、针剂、血液制品、特殊药品等的保存及长途运输。2、侦破：对生物体的防腐和保存移动。3、域：对试剂、标本、水样等保存并运输。清洁及保养

？ 清洁和冰箱之前务必将电源线从插座中拔出。？

不能用水冲洗冰箱或放在水盆水池中清洗冰箱。？

禁止使用刷子、洗涤垫、坚硬锋利工具除霜或清理冰箱内物体。？ 应定期用湿布清洁冰

箱内部。车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）：承诺：一、目的：为了更好地为顾客，提高公司经营，增强市场竞争力，特制定本制度。二、坚持“、用户”的经营思想，将工作，提高到与产量要求同步。三、与供货方签订协议时，同时约定由供货方对的条款。四、公司建立顾客访问制度，采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、的意见和要求，同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关导，提出改进措施，并实施。五、对顾客来信、来访提出的问题，有关应认真做好接待处理工作，做到态度热情虚心，处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否，都应虚心听取，沟通和加强与顾客之间的，并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡，认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号，按产品分别归档。七、对顾客在商量方面的反馈意见，应及时分析研究处理，认真解决用户提出的问题，同时将处理意见上报。八、制定切实可行的岗位责任制，逐渐使客户工作制度化、标准化，不断提高。九、随时了解市场信息，掌握同产品价格、信息，及时反馈给企业导，促使导正确决策。

北京福意联有限公司以先锋和具有前沿性的商务战略体系，和的保健品代理商，通力合作，互惠互利，实现双赢，共谋发展。公司把树立良好的企业形象作为经营工作的指导思想，以诚信的经营、可靠的、优良的、合理的价格、严格有序的内部机制，我们在和市场推广，市场拓展方面都有丰富经验和完善的思路，使我们公司赢得了广大客户的信赖。我们公司全体员工将努力学习，忘我工作，无论新老朋友，请给我们更多机会，彼此的真诚合作，让我们携手共创美好的明天。

车载恒温转运箱（车载保存疫苗用冰箱）