

# 医用外伤冲洗器---犬伤门诊配备

产品名称	医用外伤冲洗器---犬伤门诊配备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 清水出水流量: 1.4L/min，可通过流量阀调节 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

## 产品详情

医用外伤冲洗器是犬伤门诊的必备设备之一。它采用高效的冲洗液，配备清水出水流量调节功能，以及适宜的冲洗时间，为伤口处理提供了全面且优质的冲洗解决方案。

配套冲洗液的PH均值在8.00-8.10之间，符合人体生理酸碱平衡的要求。在处理犬伤时，伤口的PH值可能会发生变化，因此选用PH值接近于人体的冲洗液非常重要。这样可以较大程度地保护伤口周围的组织，防止感染和进一步的损伤。

医用外伤冲洗器配备了清水出水流量调节功能。清水的出水流量大于等于1.4L/min，可通过流量阀进行调节。这种设计考虑到不同伤口的大小和深度，使得冲洗器在处理犬伤时更具灵活性。无论是较小的划伤还是较深的咬伤，都能够得到适当的清洗，从而有效减少细菌感染的风险。

此外，冲洗时间也是医用外伤冲洗器的一大特点。冲洗时间大于15分钟，为伤口提供充分的清洗和消毒。对于较为严重的犬伤，冲洗时间长可以更好地清除伤口内的异物和细菌，帮助伤口更快地恢复。考虑到实际使用中可能需要频繁冲洗不同伤口，冲洗时间的设置也使得操作更加便捷和高效。

值得一提的是，在使用医用外伤冲洗器时，还应当注意一些可能被忽略的细节和知识。例如，冲洗液的贮存和保管，使用流量阀时的合理调节方式，以及冲洗器的清洗和消毒方法等等。这些细节因素直接关系到冲洗器的使用寿命和效果。因此，在购买医用外伤冲洗器之前，建议客户对其使用说明进行详细了解。

总而言之，河南煜博生物科技有限公司所提供的医用外伤冲洗器以其高质量的配套冲洗液、调节流量和合适的冲洗时间等特点，为犬伤门诊提供了全面且优质的冲洗解决方案。我们坚信，通过我们的产品，您可以更好地处理犬伤并确保伤口恢复的健康和快速，为您提供卓越的使用体验。