

犬伤暴露处置门诊专用设备--伤口清洗机

产品名称	犬伤暴露处置门诊专用设备--伤口清洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 清水出水流量: 1.4L/min，可通过流量阀调节 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

犬伤暴露处置门诊专用设备--伤口清洗机是一款专为医疗机构设计的高效、便捷的设备。它配备了配套冲洗液，其PH值均值在8.00-8.10之间，可以有效地清洁伤口，预防感染的发生。

伤口清洗机的清水出水流量达到了1.4L/min以上，而且可以通过流量阀进行调节，确保根据不同伤口大小和情况，提供恰当的水流强度，洗净伤口表面的污物和细菌。

冲洗时间也是伤口清洗机的一项重要属性。它能够提供大于15分钟的冲洗时间，确保彻底清洗伤口，尽可能地去掉潜在的病原体，有效避免感染的风险。

此外，伤口清洗机还有其他一些可能被忽视的细节和知识。例如，它使用的冲洗液具有呈碱性的PH值，这是因为研究表明碱性溶液能够更好地去除细菌和有机物。此外，伤口清洗机的清水出水流量超过了1.4L/min，这是为了确保伤口清洗的充分和高效。冲洗时间长于15分钟的设计是为了彻底清洗伤口，阻止病原体滋生和感染。

作为河南煜博生物科技有限公司，我们致力于生产高质量的医疗设备，包括伤口清洗机。我们的产品符合严格的质量标准，为医疗机构提供出色的性能和可靠的使用体验。

如果您需要一款犬伤暴露处置门诊专用设备，我们的伤口清洗机将是您的理想选择。它不仅具备配套冲洗液的优势，控制在PH均值8.00-8.10之间，还拥有大于15分钟的冲洗时间和1.4L/min以上的清水出水流量，帮助您在处理伤口暴露时更加安全、高效。