

福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作

产品名称	福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77449.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作相关-

术中保温护理对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者术后低体温反应及应激反应的影响.方法 选取2014年7月~2015年7月该院收治的行腹腔镜手术的子宫肌瘤患者86例,随机分为观察组和对照组,每组43例.对照组术中应用常规性护理,观察组术中应用加温保护.记录两组患者术中低体温反应发生情况、术中-量、输血量及应激反应情况.结果 观察组术中低温发生率、寒战发生率、苏醒延迟发生率低于对照组(均 $P < 0.05$),观察组的气管拔管时间、术后苏醒时间短于对照组(均 $P < 0.05$).观察组术中血糖水平、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率水平低于对照组($P < 0.05$).结论 术中保温能有效降低腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者低体温反应,减轻患者术中的应激反应,有利于促进患者术后苏醒,提高患者术后的苏醒质量.

福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作产品用途-

业用于术中输入液体,冲洗液的恒温加温。有效降低术中低体温症的发生率,减少术后寒战、切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等给患者的手术安全带来不利影响。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作产品参数：

福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作相关-

手术中低体温的原因,从而指导医护人员为患者提供有针对性的保温措施,预防或减少低体温给患者造成的不利影响.方法:对我院手术室2009年1月~2009年6月收治的手术病人,发生手术低体温的32例患者作为观察组,给予常规手术护理并且采取各种保温措施,随机抽取50例未发生低体温的手术病人作为对照组,给予常规手术护理,比较两组手术效果.结果:两组患者均取得良好,观察组术中-及术后各种并发症发生率为15.63%,对照组发生率为18.00%,经统计学处理, $P>0.05$,两组患者手术效果显著差异.结论:可采用维持室温、对输入的液体或血液加温、使用保温设备等各种保温措施来维持患者体温平衡,预防或减少低体温对机体患者产生的不良影响。福意联FYL-YS-150L型号2-48 恒温箱温度可调节,触屏式操作