

胶体金分析仪

产品名称	胶体金分析仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	胶体金分析仪:1
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

产品详情

检测项目：

- 1、农残：腐霉利、甲草胺、百菌清、乙草胺、毒死蜱、多菌灵、阿维菌素、吡虫啉、啉虫脒、多效唑、甲基对硫磷、甲萘威、克百威、氟虫腈、甲霜灵、异菌脲、三唑酮、三唑磷、噻虫嗪、噻虫啉、噻虫胺、灭蝇胺、水胺硫磷、联苯菊酯、百草枯
- 2、激素残留类（莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇、己烯雌酚等）
- 3、水产品安全类（呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢、孔雀石绿、氯霉素）
- 4、抗生素残留类（磺胺、喹诺酮、喹乙醇等）
- 5、动物疫病：布病、猪蓝耳、猪瘟

仪器功能：

- 1、显示屏幕：7英寸触摸显示屏；
- 2、操作系统：Android9.0操作系统，2G+16G（内存支持扩展128G）；
- 3、样品信息：可设置样品名称、样品来源等信息；
- 4、用户信息：可设置检测单位名称、检测人员等信息；
- 5、检测信息：检测结果、结果判断、判断依据、检测时间等信息；
- 6、智能检测：自动识别CT线位置，支持色度检测、CT比值检测等多种拟合方式，自动进出卡、读取标准曲线（支持定制一维码或二维码扫描）；

- 7、数据分析：对检测结果进行圆饼图、柱状图、折线图汇总分析统计；
- 8、数据导出：支持USB数据导出，格式可选（TXT、word）；
- 9、GPS定位：支持定位功能；
- 10、系统更新：支持远程更新；
- 11、通讯接口：外置SIM卡插口（支持2G/3G/4G全网通）、外置TF内存扩展插口、RS232、A型USB、B型USB、网口、wifi、蓝牙等
- 12、打印功能：内置58mm热敏打印机，打印信息包括样品信息、用户信息、检测信息等；
- 13、数据上传：网口、wifi进行数据传输。

技术参数：

- 1、检测通道：单通道/兼容3连卡；
- 2、检测方法：免疫层析胶体金法；
- 3、测量原理：反射光谱测试（非拍照）；
- 4、检测波长：525nm ± 5nm；
- 5、检测结果：浓度值（国家法定样品检测项目的浓度单位）及阴阳性判断；
- 6、准确度：CV值 3%；
- 7、批间差：CV值 3%；
- 8、仪器尺寸：305*215*160（mm）。