

昆山防护服检测铅当量检测

产品名称	昆山防护服检测铅当量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

铅防护服是指用含铅胶皮制作而成的衣服，是一种具有屏蔽射线性能的特殊服饰，一般用于x射线及核工业射线环境的防护，适用人群多为医生、实验室人员、需照射x射线的患者、工业放射环境的施工人员等。穿戴上防辐射铅衣后可以有效的屏蔽掉检测仪器的射线，进而保护身体免受到伤害。

一、铅衣防护服检测范围

医用铅衣，手术铅衣，介入室铅衣，放射防护铅衣，铅帽等。

二、铅衣防护服检测项目

规格、抗渗水性、透湿量、结构、号型、静电衰减性能皮肤刺激性微生物指标标识、表面抗湿性、断裂强力、抗合成血液穿透性、断裂伸长率、过滤效率、质量检测、防辐射检测、阻燃性能、抗静电性、含铅量检测等。

三、铅衣防护服检测方法

- 1、可以使用荧光检查在大约60kVp进行（理想情况下使用一个浮动桌子，它提供良好的射线照相对比度。应容易观察到屏蔽的不均匀性。）
- 2、如果发现故障，须拍摄该区域的图像，并且保留围裙标记为有缺陷。立即取消该物品并返回辐射安全官，医学物理学家或院长放射技师或其他合格的人。
- 3、存放时要注意不能折叠，否则容易造成折角部分破损而影响防护效果。

四、铅衣防护服检测标准

3YY / T1499 - 2016医用防护服的液体阻隔性能和分级

4YY / T1632 - 2018医用防护服材料的阻水性：冲击穿透测试方法

1YY / T1425 - 2016防护服材料抗注射针穿刺性能标准试验方法

2YY / T1498 - 2016医用防护服的选用评估指南