

甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱

产品名称	甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱介绍 手术间的温度与湿度是有严格规定的，国外手术室一般在16-20 ° C，国内手术室的温度一般是20-24 ° C，相对湿度以50%左右为宜。因为病人没有着装，且处于麻醉及紧张状态，所以感觉手术室很冷，但对于医护人员来说，这个温度是比较适宜的。1.较低的温度能够抑制手术室里的病菌繁殖。细菌喜好温暖潮湿的环境，据文献报道，超过一定数值温度后，手术室的细菌含量呈明显上升。2.因为手术在无影灯的照射下，医生一般都要站立1个小时以上，有的是几个小时，如果温度过高，医生出汗的情况会明显增加，不仅增加护士擦汗的工作量，还会造成汗水接触到患者手术区域，有造成感染的风险。所以，手术室的低温度，能够降低医生出汗的概率，也保证他们更加的清醒，更全神贯注。甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱案例展示 甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱 常用溶液：生理盐水，0.02%呋喃西林溶液，3%硼酸溶液，0.2%洗必泰，0.1%雷味奴尔溶液，2.5%醋酸等。我们科室一般使用生理盐水冲洗，手术中一般使用4%的甘露醇。原则 正确掌握膀胱冲洗的方法，选择大型号、弹性好的三腔尿管，采取中间主腔进水，侧口出水。防止气囊破裂、尿管脱出而增加患者再次出血的风险。如尿管太细，容易冲洗不畅，发生堵塞，而增加患者的痛苦。

- 1.精准的温控系统
- 2.采用电脑温控系统，精准保持箱体内部温度2~48 精确稳定；高亮度数码显示，在2 ~ 48 范围内可微调温度设定值，温度显示精度1 、分辨率1 ，调整增量1 。
- 3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
- 4.安全的控制系统
- 5.键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
- 6.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；
- 7.开机自检延时启动，停机间隔保护功能，确保运行可靠；
- 8.特殊设计的传感器故障、数字紊乱两种安全自动运行程序。
- 9.运行参数显示功能，实时监控，确保设备安全稳定性。
- 14.优质钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。
- 15.大屏幕数字显示便于观察。
- 16.安全门锁设计，防止任意开启。
- 17.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。
- 18.箱体采用优质结构钢板，经选进防腐磷化喷涂工艺，表面色泽柔和。
- 19.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。
- 20.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

甘露醇结晶溶解器-48度恒温箱 北京福意联品牌恒温箱，十年来一直秉承着“科技创新、健康生活”的理念，以“求新务实、不断进取”为指导思想，时刻牢记“诚信立足、创新致远”的宗旨，不断求取更大的发展空间，立足中国，放眼世界，打造中国健康品牌，致力于医疗、实验室冷藏冷冻、冷链移动制冷解决

方案！