

穿刺器泄漏负压测试仪

产品名称	穿刺器泄漏负压测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	真空度:0.01--90kpa（可定制） 真空精度:1级 回差设置:0.01-5.0kpa（自有设定）
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

产品详情

穿刺器泄漏负压测试仪/济南三泉智能科技有限公司

医用输液器泄漏负压测试仪是一款用于检测医用输液器密封性能和负压泄漏状况的医疗设备，通过在输液器内部产生负压，检测输液器是否能够保持密封状态以及是否存在负压泄漏的情况。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。

医用输液器泄漏负压测试仪的基本构造包括压力传感器、真空泵和控制系统等组成部分。在测试过程中，将被测输液器放置在密封容器中，然后通过控制系统控制真空泵工作，使容器内产生负压，同时通过压力传感器测量容器内的负压值。如果输液器出现泄漏，则负压值会上升，从而判断输液器的密封性能是否合格。

医用输液器泄漏负压测试仪具有以下特点：

精度高：该仪器采用了高精度的压力传感器和控制系统，可以准确地测量容器内的负压值，有效保证测试结果的可靠性。

操作简便：该仪器采用智能化设计，操作简单方便，只需将被测输液器放置在密封容器中，然后设置相应的参数即可开始测试。

数据稳定：该仪器采用专业软件进行数据处理和分析，可以有效地保证数据的稳定性和准确性，为实验结果的可靠性提供了保障。

使用医用输液器泄漏负压测试仪时，需要做好以下准备工作：

选择符合测试要求的医用输液器型号和规格；

将医用输液器安装在测试仪器的固定座位上，并保证其安装牢固；

根据测试要求设置相应的参数，例如测试压力、压力上升速度等；

启动仪器，并等待其稳定后开始进行测试。

在测试过程中，需要注意以下几点：

保证医用输液器泄漏负压测试仪器的精度和稳定性；

在测试过程中，应该保证医用输液器的完好无损；

在数据处理过程中，应该选用专业软件进行数据处理和分析，以保证数据的准确性。

技术参数

真空度 0.01--90kpa（其他压力可定制）

真空精度 1级

分段试验 1-5段（自有设定）

回差设置 0.01-5.0kpa（自有设定）

保压时间 0.1-99999.9s（自有设定）

试验接口 6%鲁尔接头（其他尺寸可定制）

用 户 50个

数据接口 RS232（可连接用户LIMS系统）

主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)

重 量 9Kg

环境要求

气源压力 0.5-0.7MPa

工作温度 20 -30

相对湿度 30%-80%，无凝露

工作电源 220VV，50Hz

穿刺器泄漏负压测试仪/济南三泉智能科技有限公司

