

医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37

产品名称	医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78679.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37 公司说明：

北京福意电器有限公司成立于1999年，是开发、经营、销售为一体的具有优良法人资格综合性公司。公司产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等产品。

医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37 临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37 产品参数：

医用造影剂恒温箱造影剂加温柜 造影剂加热器37 相关-

中预防低体温方法及改进措施 1 术中冲洗液的加温 为了保证术中热盐水的及时供应，手术室设定墙壁温箱两个，每天规定职人员管理，以保证温箱热盐水的温度、用后及时补充、卫生及时清洁及热盐水的质量。经过运行，论何时进行腹腔温盐水冲洗都能及时供应，保证了手术正常进行，因此，我院手术室一直在使用墙壁温箱。 2 术中盖单问题 术中盖单不仅起到保护患者隐私问题，同时对保障患者的体温起到很大的作用。手术室盖单经过布单 毛毯 棉被的反复应用，直至现在根据室温情况应用的是布单和小棉被，为了加强患者的保暖需求，2012年手术室又特订做了肩部保暖垫，为的是预防层流系统的垂直风流对肩部的侵袭，使患者的身体达到缝隙的保暖状态。 3 保证层流系统的正常运行 职人员每天检查手术室层流系统，保证手术室温度22~25℃，湿度40~60%。特殊情况下可开启手术间内廊门及室内加湿器，以缓解手术间温湿度的暂时不适，保证手术间环境要求和患者的舒适度。 4 引进输血、输液加热器及电热毯 输血、输液加热器的引进防止了术中大量输液、患者体质差、危重患者的体温散失，使患者的机体保持常温运行。电热毯应用于电切患者效果显著，虽然手术中不断用电切液冲洗切割的组织，电热毯的应用能够及时补充丢失的热量，保持机体热量平衡。 5 其他情况的应对措施 对于机体比较瘦弱的、手术时间长的患者，加强皮肤的保护，防止压疮的发生，使患者舒适，也可减少体温的散失；四肢进行输液的患者做好四肢的保暖，必要时可在肢体下垫一个热水袋，保护肢体的温度，注意热水袋温度不可过高，保持在50℃左右即可；做好患者的心理护理，防止患者因紧张而影响患者的情绪促使机体过度散热。

医用造影剂恒温箱 造影剂加温柜 造影剂加热器 37