

骨质瓷器检测，GB/T 13522-2008

产品名称	骨质瓷器检测，GB/T 13522-2008
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

骨质瓷器的检测主要包括以下方面：

视觉检测：观察瓷器的外观，真正的骨质瓷底色是白色的，但是这种白不是纯白，不是特别光亮的白，而是白中泛黄，看起来非常柔和。如果只是纯白，丝毫看不出黄色，就可能是仿制品。

听觉检测：高档骨质瓷碰撞后发出的是和敲钟一样清脆的“铛”的声音，并且有回音，犹如乐器奏出的优美磬声。

触觉检测：用手感觉瓷的细腻和坚硬，骨质瓷因其质薄而变得轻巧与尊贵，光滑的表面，如同最完美的肌肤一样，细腻莹润。

洗涤与养护检测：一定用手清洗，不可用洗碗机。若真不愿意用手洗，则要选择有“瓷器及水晶”类洗涤功能的洗碗机。有金边的餐具，勿放入微波炉，以免腐蚀。洗涤PH值必须在11-11.5之间。用清水洗净时，水温不超过80摄氏度。勿将热杯直接浸入冷水中，以免温度迅速改变损伤瓷质。

以上就是骨质瓷器检测的基本步骤，这些步骤完成后，可以更好地了解骨质瓷器的质量情况。