

天然橡胶总迁移测试 食品级指标检验

产品名称	天然橡胶总迁移测试 食品级指标检验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

普通的消费者可能没有听过食品接触材料检测或者食品容器检测。但是一定知道与厨房用品与人们日常生活息息相关，但事实上，它们中很可能含有对人体有害的化学物质，在于食品的接触过程中发生转移，从而危害到人体健康。*近对于婴幼儿使用的奶嘴新闻媒体做了大量的相关报道。

对于奶嘴的相关知识你知道多少呢？什么样的婴幼儿奶嘴才是合格的奶嘴呢，还敢说你是及格的妈妈吗？奶嘴作为初生婴儿的*用品，其安全性备受关注，那在国内生产的婴幼儿奶嘴具体有些什么检测要求和检测项目呢？中国针对食品容器也出台了新的法规，针对奶嘴可以参考GB 4806.2-2016.

食品安全国家标准 奶嘴	通用要求	外观
GB 4806.2-2015		浸泡液 总迁移量（蒸馏水，40 ， 24h） 总迁移量（4%乙酸，40 ， 24h） 总迁移量（50%乙醇，40 ， 24h） 消耗量（蒸馏水，40 ， 24h） 重金属（以铅计）（4%乙酸，40 ， 24h） 锌（Zn）迁移量（4%乙酸，40 ， 24h） N-亚硝酸胺释放量（人工唾液、40 ， 24h） N-亚硝酸胺可生成物释放量（人工唾液、40 ， 24h）
	天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴	2,6-二-叔丁基对酚迁移量（蒸馏水，40 ， 24h） 2,6-二-叔丁基对酚迁移量（4%乙酸，40 ， 24h） 2,6-二-叔丁基对酚迁移量（50%乙

醇, 40 , 24h)

2.2'-- (4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁
移量 (蒸馏水, 40 , 24h)

2.2'-- (4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁
移量 (4%乙酸, 40 , 24h)

2.2'-- (4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁
移量 (50%乙醇, 40 , 24h)

硅橡胶奶嘴

挥发性物质