

医用伤口冲洗机----安全可靠

产品名称	医用伤口冲洗机----安全可靠
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	配套冲洗液:PH均值8.00-8.10之间 清水出水流量: 1.4L/min，可通过流量阀调节 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

尊敬的客户：

很荣幸能有机会向您介绍我们的医用伤口冲洗机，这是一款具备安全可靠的先进设备，为医疗行业提供了可靠的伤口冲洗解决方案。以下是我们产品的几个关键属性：

配套冲洗液：PH均值8.00-8.10之间。

众所周知，人体组织在不同PH值下对外界环境的适应性是不同的。根据医学研究，PH值为8的酸碱度正好满足人体伤口修复过程中细胞生长的需求，从而促进伤口更快愈合。因此，我们精心调配的配套冲洗液可以确保在伤口清洗过程中的最佳PH环境，提供更好的治疗效果。

清水出水liuliang： 1.4L/min，可通过liuliang阀调节。

伤口冲洗机的出水liuliang需要根据伤口种类和情况进行精确控制，以确保清洗效果和患者的舒适程度。我们的设备具备可调节的liuliang阀，可以满足不同伤口的需求。，高liuliang的设计使得冲洗能力更强，能够更彻底地清洗伤口，减少感染和并发症的风险。

冲洗时间：大于15min。

伤口清洗的时间需要充分保证，以确保创面的彻底清洗和消毒。根据医学规范，一般伤口清洗时间应不少于15分钟。因此，我们的医用伤口冲洗机拥有精确时长设置功能，保证医护人员在操作时能够始终严格按照规定的时间要求进行冲洗。

除了以上几点关键属性，我们的医用伤口冲洗机还具备以下值得关注的细节：

人性化设计：我们的设备采用符合人体工程学的设计，操作简便，易于学习和使用。，设备表面光滑，

易于清洁和消毒。

可靠性保证：我们的设备经过严格的质量控制和测试，确保长时间稳定运行，减少设备故障和停机时间，提高工作效率。

节能环保：我们注重产品的环保性能，采用节能技术，减少能源消耗。我们的设备材质符合相关环保要求，不会对环境造成污染。

售后服务：我们提供全面的售后服务支持，包括设备维修、培训和技术咨询。无论在使用过程中遇到任何问题，我们的专业团队都会及时解决。

综上所述，我们的医用伤口冲洗机以其配套冲洗液的PH均值、清水出水流量和冲洗时间的优势。在众多细节上的关注和考虑，使得我们的设备成为可靠、高效和人性化的选择。我们真诚希望能与您合作，为广大患者提供更好的医疗服务。