

放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱

产品名称	放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69866.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱公司说明：

北京福意电器有限公司有着强大的企业实力，强势的产品阵营，的经营制造设备，可靠的产品，低的价格优势，优良的和经营管理团队，强大的网络渠道，尽善尽售后,为您的发展保驾护航。业售后于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。

放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱产品参数：

放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱相关-探讨手术患者术中发生低体温的原因及相关的并发症,提出相应的护理干预,提高患者的手术护理质量。方法:对患者术中体温的影响因素及并发症进行分析,并

进行适当护理干预,包括增强护士保暖意识、保暖接送患者、规范手术室的温度、手术床的准备、呼吸器加温、液体加温输入、注意预防皮温与体腔热散失等方法进行护理防护。结果:达到有效减低手术患者术中低体温的发生率,减少手术并发症的目的。结论:许多因素可以使患者发生术中低体温,手术室护士对每一潜在的因素进行护理干预是保证手术患者手术顺利完成,减少手术并发症的有效方法。放造影剂的恒温箱37 放射科用造影剂恒温箱