

# 电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱

产品名称	电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72185.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱公司说明：

北京福意电器有限公司是业从事恒温冷藏保存设备的、经营、销售和售后的企业。现已发展成为恒温冷藏箱设备制造商，销售与客户售后网点遍布。公司经营各类医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等设备，广泛应用于医疗、农业、卫生、科研、食品化工等单位。公司坚持走科技兴业的道路，拥有一支强大的队伍，得到多家高等院校和科研单位的优良。

电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的\*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱产品参数：

## 电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱相关-

外科手术中热量的散失是通过以下途径进行的，辐射和对流散热占病人散热总量的85%。护士应建议患者穿上袜子和戴上头罩，以便在术前保持身体温暖。即使这样患者在手术中还是会感觉非常寒冷，特别是当体腔被打开后。预防患者术中寒冷的办法应注意两点，一是巡查护士要根据该手术方案为患者盖上或铺上调温型毯子。二是，值班护士应提前将冲洗液或注射液放在加温箱中进行加热。加温的物品有三部分：1.注射液体：静脉输液、血液和血液制品加热到37℃。2.手术中使用的生理盐水、冲洗液同样要加热到接近人体体温，以防体热的散失。3.患者使用的被服、手术中应用的器械，如手术刀、剪子等，经过杀菌处理后，放在恒温箱中进行恒温保存。目前，为避免手术中低体温的并发症。新进手术室必须配备手术室保温柜。手术室保温柜的控温范围在2-48℃，并且每度可调可控。巡查护士根据手术要求，提前备好加温液体。FYL-YS-280L手术室保温柜500ml的生理盐水可放96瓶~120瓶，但是厂家不建议优良大限度摆放，摆放瓶数较多会造成空气流通不均匀，加热速度慢，加热不均衡等问题。对手术中低体温并发症的预防，需要医院院感部门的监督与管理。在调温型毯子和手术室液体加温箱的采购上做到严格把关。护士长应检查落实手术前的执勤护士的准备工作，做到准备齐全、疏漏。确保患者生命安全。

## 电热恒温培养箱加温造影剂 造影剂恒温箱37 温箱