

CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 74043.00/台 |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱公司说明：

福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项指标完善的恒温冷藏保存设备。质量优良，竭诚售后，是我公司多年来奉行的。遍布的销售网向广大用户提供咨询、产品选型、三包、检修等的售后，使您后顾之忧。本公司主要产品有：医用冰箱，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。

CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱产品参数：

CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标(包括PT、APTT、TT)、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染(SSI)发生率。结果:术毕,观察组PT、APTT、TT均低于对照组($P < 0.05$),体温高于对照组($P < 0.05$),复苏时间及苏醒时间均少于对照组($P < 0.05$),输血量、输入胶体液总量及输入晶体液总量均少于对照组($P < 0.05$),低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组($P < 0.05$)。结论:采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。CT室内用造影剂恒温箱37 恒温箱 造影剂加热恒温箱