

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联

产品名称	造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75597.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:37 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联公司说明：

福意联以诚信经营和售后为主导、以过硬的和雄厚的维修力量为支撑、以高度的敬业精神和社会使命为助推，在市场实践中以惊人的速度不断发展壮大，从而得到业界的高度认可与！经营的设备广泛适用于医院、、实验室、采样、高等院校、科研机构、检测单位及工矿企业等。

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联产品参数：

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联相关-

——术中保温与液体加温在长时间手术、心脏手术、大量体腔冲洗、或者需要大量输血输液的手术中，我们会使用到液体加温以保持病人体温稳定，预防和治疗围术期寒颤。术中低体温是和手术中常见的并发症之一，特别是长时间手术、大手术、老年人和小儿手术后尤易发生。体温在手术中的任何时间点 $<36^{\circ}\text{C}$ ，称为术中低体温。据报道，术中低体温的发生率可达到50%~70%。虽然低体温可以降低机体代谢率，减少耗氧量，增加组织器官对缺血、缺氧的耐受力，但也可导致多种并发症，如引起术后寒战、增加切口感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。< span="">感染率和心血管并发症、凝血功能异常、苏醒延迟等，给患者的手术安全带来不利影响。因此，维持患者术中体温正常是保证手术成功、降低术后并发症的重要措施之一。

造影剂恒温箱230L (2-48) 型号FYL-YS-230L 福意联