

# 甘露醇溶液结晶溶解箱\_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联

产品名称	甘露醇溶液结晶溶解箱_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78632.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

甘露醇溶液结晶溶解箱\_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联相关-

甘露醇每当存放在环境温度低于25度的情况下,就开始出现结晶的现象。每次使用都给甘露醇加温溶解也是医用护士很费心的一件事。福意联甘露醇保温箱,可以把甘露醇放在保温箱里,随用随取,操作简单,使用方便,已经在各大医院广泛使用。

甘露醇溶液结晶溶解箱\_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明:放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度,并按锁制键,以免误操作引起温度过高或过低,造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议:提前放入,随用随取,随取随加。

甘露醇溶液结晶溶解箱\_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联公司说明-甘露醇属于高渗性泻剂，它的导泻作用比较强，导泻比较迅速，很容易导致我们体内电解质跟水分流失，不建议用于日常的清肠排毒。日常清肠可以选用舒泰清这一类纯物理作用的产品，也可用恒康正清、和爽等，这两种药内都加有电解质，如钠钾等，避免清肠后电解质紊乱：舒泰清它也可用于术前清肠，目前也广泛用于日常的清肠，它是通过润滑、冲刷肠道起到清肠的作用，还有助于促进结肠恢复正常生理运动，比甘露醇安全，效果也很好。舒泰清小剂量通便大剂量清肠。可有效治疗功能性便秘，在临床也被广泛应用于术前肠道清洁准备、肠镜及其它检查前的肠道清洁准备；同时，舒泰清还具有清肠排毒的功效，因个体差异，服药后可能会出现排便次数增加，甚至水样便，属于服药后的正常反应，不会影响机体电解质平衡，服药后约小时，肠道蠕动增加，患者可能会感到恶心、腹胀等不适，若症状严重，可加大间隔时间或暂停给药，直到症状消失后再恢复用药。底肠道清洁，表现为排出色水样清便。甘露醇溶液结晶溶解箱\_医用恒温箱FYL-YS-310L福意联