

电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器

产品名称	电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77620.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器相关-

甘露醇是临床上普遍用于治疗颅脑疾病、脱水、降低颅内高压的药品.在天气寒冷的季节更容易结晶.传统的解决办法是用热水化开结晶,不但影响患者抢救和治疗,还无形中增加了护士的工作量.福意联甘露醇恒温保存柜,可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,防止结晶现象的发生。

电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器公司说明-甘露醇是一种己六醇，因溶解时吸热，有甜味，对口腔有舒服感，故更广泛用于醒酒药、口中清凉剂等咀嚼片的制造，其颗粒型作直接压片的赋形剂。甘露醇是一种高渗性的组织脱水剂，临床上广泛应用于治疗脑水肿，预防急性肾衰，治疗青光眼，加速毒物及药物从肾脏的排泄。电热恒温干燥箱保温液体 医用加温柜 甘露醇融化仪器