

甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联

产品名称	甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68174.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联相关-

甘露醇注射液作为高渗降压药，是临床抢救特别是脑部疾患抢救常用的一种药，具有降低颅内压药物所要求的降压准确的特点。福意联甘露醇恒温箱有效解决甘露醇易出现结晶问题，已经在各大医院使用，符合广大用户的使用习惯，各位老师和经销商咨询咨询。

甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。
- 3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。
- 4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联公司说明-注意事项/甘露醇注射液（1）除作肠道准备用，均应静脉内给药。（2）甘露醇遇冷易结晶，故应用前应仔细检查，如有结晶，可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时，应使用有过滤器的输液器。（3）根据病情选择合适的浓度，避免不必要地使用高浓度和大剂量。（4）使用低浓度和含化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。（5）用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中毒时，应合用碳酸氢钠以碱化尿液。甘露醇结晶溶解恒温箱_医用恒温箱FYL-YS-151L福意联