

动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液)

产品名称	动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液)
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液) 动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液) (医用创口冲洗机)、犬咬伤冲洗器、狂犬病伤口冲洗机适用于动物抓、咬伤后的皮肤及黏膜伤口的冲洗、消毒(包括对狂犬病毒的清洗和消毒)。可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌等。是一款专业用于标准化犬伤门诊建设的医用外伤冲洗器。 狂犬病预防控制技术指南2016版(疾控20160815) 动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液) (医用创口冲洗机) 配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池, 通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗, 达到减少细菌病毒数量的目的, 符合规范化犬伤伤口处置规范, 是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。

第7条伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清 动物咬伤清洗机-可加温控温-(消毒液)

毒液交替作用于伤口, 有效祛除伤口内的有机、无机碎屑, 炎症污染物和细菌、失活组织、过多渗液, 由于狂犬病是一种几乎致人死亡的烈性传染病, 目前尚无有效手段, 只能预防; 同时, 由于人民生活水平的提高, 饲养的个人和家庭大量增加, 也升高了狂犬病暴露的风险。 根据《中华人民共和国侵权责任法》第57条的规定, 医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的水平相应的诊疗义务, 造成患者损害的, 机构应当承担赔偿责任。 配置清洗机用于提升狂犬病暴露后预防处置规范化标准, 避免和杜绝因处置不规范而带来的感染风险以及由此而产生的医患。

[动物咬伤清洗机-犬伤伤口自动冲洗设备-弱碱性皮肤粘膜消毒液](#)