

液体药品加温柜-升温速度快

产品名称	液体药品加温柜-升温速度快
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

液体药品加温柜-升温速度快介绍加温箱是一种用于控制环境温度的设备，适用于育婴、植物培养、生物实验、保存食品、塑料加工、制药等领域。它可以精确地调节温度，确保实验或培育环境的恒温，为实验结果提供准确的环境。加温箱通常具有多种温度设置，可以根据不同的需求进行调节。此外，加温箱还具有安全保护功能，如过热保护和断电保护等，以确保使用安全。生理盐水的使用注意事项

1.使用生理盐水清创；如果使用洗必泰或碘制剂，请用生理盐水冲洗干净。2.因为优拓SSD/优拓所含的水胶会同橡胶粘着，推荐换药时将外科手套或换药镊子用盐水浸湿一下，可避免这种情况。3.将优拓SSD或优拓直接覆盖在伤口上，可根据伤口情况进行裁剪，边缘应超出伤口外缘3厘米，保护周围易损皮肤。请勿折叠使用。4.用纱布或棉垫做二级敷料，自粘弹力绷带耐康加压包扎。液体药品加温柜-升温速度快案例展示 液体药品加温柜-升温速度快 冲洗液种类：选择术中常用的3种冲洗液，0.9%氯化钠溶液500ml（A类）、袋装等渗液3000ml（B类）、袋装电切液3000ml（C类）

1，使用温度范围，2-48度，每度恒温可调，满足不同物品的需求。

2，采用智能温控系统，控温均匀，数字温度显示。

3，在恒温使用过程中，具有高低温报警，故障报警等多重安全保障。

4，三层高强度中空玻璃，保温效果好，方便观察。

5，PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果好。

6，门体安全门锁设计，防止随意开启，有效保护物品存储安全。

7，用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率。

8，内设置照明灯，嵌入式等人性设计。液体药品加温柜-升温速度快 企业介绍--北京福意联是一家专业制造制造研发恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备制造商，为各个行业的产品、人员和工作环境实验室解决方案。自1999年成立以来，凭着多年的制造经验与对优良品质的追求，福意联多年来为世界各地实验室提供了高质量的恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备。