

甘露醇加热柜-快速溶解结晶

产品名称	甘露醇加热柜-快速溶解结晶
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

甘露醇加热柜-快速溶解结晶介绍 实施医用手术室净化工程，相当于为手术室安装了一套“呼吸系统”单靠自然通风，空气中混杂着众多微粒，自然无法进行手术，医用手术室净化则通过高效过滤器“呼入”洁净空气，通过回风口“呼出”受污染空气，“呼吸”次数越多，力度越大，手术室越洁净。

甘露醇加热柜-快速溶解结晶案例展示 甘露醇加热柜-快速溶解结晶 手术室净化工程：手术部是医院的重要部门，其工作质量的好坏直接关系到医院的形象，因此，对手术室净化工程的质量要求较高，本文主要就手术室净化的目的、范围和原则以及相关技术进行阐述和分析；并重点介绍了目前常用的几种空气净化装置的工作原理、性能特点及其优缺点等，

手术室的洁净度等级分为百级和千级两个级别，其中百级的洁净度为Ic级，千级的洁净度为Ici-II级，

- 1.精度电脑温度控制系统,箱体内置温度传感器.
- 2.智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性.
- 3.自动温度控制,在2 ~48 范围内任意设定,温度显示精度1 . 4.采用无氟环保制冷剂,效压缩机,节能静音.
- 5.风冷式效冷凝器,翅片式蒸发器,制冷迅速. 6.不锈钢箱体,大屏幕数码显示.
- 7.使用三层强度钢化玻璃,保温效果好,透明度,便于随时观察箱体内部存放的物品.
- 8.箱内照明系统使箱体内部一目了然. 9.不锈钢轧花内胆可调整搁架,且易于清洁.
- 10.微电脑温度控制器,数码显示,具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外.

甘露醇加热柜-快速溶解结晶 福意联恒温箱专业打造，考虑到实验室的使用环境特殊，所以反复研究开发，简单整洁的外观，一键式触摸按键操作，ptc陶瓷加热 多风扇循环风道，中空钢化双层玻璃门体，三重报警功能，全方位保证实验结果的真实性，是中科院、科研院所、学校、教育机构、医院、研发机构等实验室提供理想的配套设施。