

# 北京锝放化纯分析仪Tc-99m放化纯分析仪

产品名称	北京锝放化纯分析仪Tc-99m放化纯分析仪
公司名称	北京华瑞森科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	huarui51266093@163.com
联系电话	86-010-57118919 18001279800

## 产品详情

### hrs-1000锝放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪

北京华瑞森科技发展有限公司生产的hrs-1000锝放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪适用于层析的方法检测同位素标记率。普遍用于核医学、放射、化学等实验室。

#### hrs-1000锝放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪

采用模块化设计；微处理器控制、中文界面；大屏幕液晶显示；触摸按键、操作简便快捷；功能齐全；体积小、易于搬动；性能可靠。测量完毕后，自动计算放化纯。

#### hrs-1000锝放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪功能：

单层析、双层析及多层析法测量锝分析tc-99m分析；

根据不同的测量核素自动调整阈值及增益；

可自动校正仪器工作高压；

能量范围：15kev-1000kev；

可打印测量结果；

多核素选择（碘-131、氟-18、锝-99m、自定义）；

实时显示测量计数；

利用rs-232接口可与计算机进行通讯。

#### hrs-1000锝放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪特点：

模块化设计，维修性强；

台式结构，易于搬动、摆放；

触摸按键，操作简便、快捷；

大屏幕液晶显示。

hrs-1000铯放化纯分析仪tc-99m放化纯分析仪技术指标：

碘-125本底计数： 55cpm

对碘-125的探测效率： 77%

测量基本误差：  $\pm 3\%$

选配分析及软件及电脑打印机

北京华瑞森科技发展有限公司 北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦a座2楼  
tel/fax：010-57118919（直线）010-51266093（总机）18001279800 qq：1275041125 邮编：101113 e-mail:huarui51266093@163.com <http://www.huaruison.com>