

手术室保温柜-千级手术室嵌入用

产品名称	手术室保温柜-千级手术室嵌入用
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

手术室保温柜-千级手术室嵌入用介绍 皮肤具有调节体温的功能，完整的皮肤具有天然的屏障作用，手术过程皮肤消毒时裸露皮肤面积较大、碘酒、酒精涂擦等，使用冷液体冲洗体腔、大手术胸腹腔长时间暴露等，使外周血管出现收缩反应，热量丢失。手术室保温柜-千级手术室嵌入用案例展示 手术室保温柜-千级手术室嵌入用 膀胱冲洗（bladder

irrigation）：利用导尿管，将溶液灌入到膀胱内，再藉由虹吸原理将灌入的液体引流出来的方法。

注意事项：1、做好无菌防护准备，严格执行膀胱冲洗的步骤流程。注意冲洗管与冲洗液，以及导尿管和尿袋对接之前，给各个连接部进行消毒。2、水温35 -37 ，膀胱有出血的用冷冲洗液，每日冲洗2-3次，每次药液50-100ml，膀胱手术后的冲洗液量不超过50ml，冲洗时观察病人反应，有鲜血流出或剧烈疼痛、回流量少于输注量等异常情况应停止冲洗。3、冲洗时，冲洗液瓶内液面距床面约60厘米，以便产生一定的压力，利于液体流入，冲洗速度根据流出液的颜色进行调节，一般为80-100滴/分钟；如果滴入药液，须在膀胱内保留15-30分钟后再引流出体外，或者根据需要延长保留时间。

4、冲洗过程中注意观察引流管是否通畅。1)

产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。2)

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3)

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度不凝露。4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。5)

高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，保持箱体内部温度稳定；6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7)

LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制，物品存放更安全。8)

低噪音设计9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优质不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。

11) PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。手术室保温柜-

千级手术室嵌入用 北京福意电器有限公司立足于自主创新、秉承“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，有效利用数十年的经验，整合行业资源，优化管理体系，打造出具有核心竞争力的自主品牌和高素质的服务团队，为广大客户提供的产品和便捷的售后，欢迎新老客户来电咨询。