

# 新科技产品法摩康感温自助奶瓶批发

产品名称	新科技产品法摩康感温自助奶瓶批发
公司名称	上海旭源医疗器械有限公司
价格	108.00/个
规格参数	品牌:其它 材质:PC 容量:300ml
公司地址	中国 上海市 静安区 昌平路556弄2号309室
联系电话	86 21 31612338 13611768601

## 产品详情

品牌	其它	材质	PC
容量	300ml	是否带柄	不带柄

### 法摩康300ml感温自助奶瓶

法摩康是一家总部位于美国爱荷华州,主要从事生物信息系统开发,微型生物传感装置研制,健康及运动饮料生产的综合性生物技术公司。公司初始主要研制与生物数据的译解与储存,生物信号的遥控与反馈,生物因子的监测与管理有关的软件程序。法摩康集团目前在六个国家十一个地区进行研究,开发与销售活动。随着各种新原理、新技术的发展和出现,生化传感器的发展呈现出商品化、微型化、集成化、智能化等许多新特点。法摩康正在研制中的系列产品面向制药业,农牧业,水产业,食品加工工业,医疗业,生化研究设备以及与生物反恐,环境控制,法医鉴定有关的政府与军队的部门。我们的宗旨是研制出更准确的生物大分子筛选系统,更灵巧的微型临床诊断工具,更快捷的法医检验装置,更有效的生物反恐手段,从而为中国,日本,北美与欧洲的市场提供产品及服务。2008年3月:中国福人药业集团和美国法摩康集团共建"福人--法摩康(福康)医药集团",下属四家成员公司:湖北福人 法摩康医药销售有限公司,武汉法摩康 福人医疗器械有限公司,湖北福人 法摩康医药保健品有限公司,和北京全医通医学文化资讯有限公司。新立集团公司从事医疗仪器的制造,医药及保健品的研发,和国内外医药产品的销售。现已在武汉,北京,通城等地设有五处研发机构,厂区面积占地78亩,厂房面积二万五千余平方米。在全国各省市、组建了三十个省级办事处,和一百五十多个地市级经销网点。新立集团公司拥有原创的系列品牌,坚实的自主智慧产权,gmp水准的生产作业线,和成熟的营销服务网络。初步形成了医械,医药,医疗三方面产品的研发、生产与销售的开拓基础与伸展实力。

法摩康集团涉及的行业包括:

感温自助奶瓶的感温材料是采用了美国最新发明专利制作的,其误差小( $45 \pm 5$ ), 变色明显, 稳定耐用

。

规格有300ml、180ml两种

材质及容量：杯身采用医用级德国拜耳的聚碳酸酯（pc），其透明度等品质超过日本韩国等国产品，耐温130，可放入微波炉中加热，大家熟悉的乐扣乐扣的高级款式就是用pc制作的。吸嘴采用食品级液体胶硅凝成，其柔韧程度超过其他形态的硅胶。其余材料为食品级聚丙烯（pp）。容量规格：180 ml、300ml。

感温条左边的刻度是毫升,右边是对应水的重量 盎司

标准：控水器执行gb4806.2橡胶奶嘴卫生标准；杯身执行gb14942食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准。专利号：200720000876.1标准号：q/dxfmk001-2007 质检号：国xh0709039特点：杯身上的蓝色感温条在超过45 时变成红色，提示不能饮用，避免被液体烫伤。小儿在仰卧时不需坐起即可饮水或服药，控水器设计了不吸不出水的功能（高于45 时有渗滴现象），故不会洒漏；可实现饮用自助，对卧床者也有极强的实用性。

使用说明：使用前将各部件清洗干净放入开水中浸泡消毒5分钟。在放入所饮用的液体后，观察杯身刻度颜色，若变为红色，说明杯内液体温度已超过 $45 \pm 5$ ，请暂停饮用；待杯身刻度颜色由红变蓝时，即可饮用。注意事项：1、使用过程中如发现感温自助杯或控水器有破损现象，请立即更换。2、婴幼儿须在成人看护下使用，控水器不可当玩具或安抚奶嘴使用。3、用开水消毒时应将杯身全部浸入水中。但不宜将杯身长时间放在锅里煮，以免损伤感温条。贮存：应避免阳光照射，减少感温条因长期受紫外线照射而影响其效果。适用：婴幼儿及骨科及其他重病等卧床病人。护工再仔细也不如自己方便。