

## 输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶

产品名称	输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶介绍 手术室的净化技术分两种：净化技术通过正压净化送风气流控制洁净度来达到无菌的目的，根据送气方式不同，净化技术可分为紊流系统和层流系统两种，(1)紊流系统(Multi - Directional Manner)：紊流系统的送风口及高效过滤器设于顶棚，回风口设于两侧或一侧墙面下部，过滤器和空气处理比较简单，扩建方便，造价较低，但换气次数少，一般为10~50次/h，容易产生涡流，污染粒子可能在室内涡流区悬浮循环流动，形成污染气流，降低室内净化度，只适用于NASA标准中10000~1000000级的净化室，(2)层流系统(Laminar Flow System)；层流系统利用分布均匀和流速适当的气流，将微粒、尘埃通过回风口带出手术室，不产生涡流，故没有浮动的尘埃，净化度随换气次数的增加而提高，适用于美国宇航局标准中100级的手术室，但过滤器密封破损率比较大，且造价较高。

输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶案例展示 输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶 在中医院康复科，甘露醇是颈间盘突出、腰间盘突出患者的常用药，对于腰间盘突出、颈间盘突出症的，急性发作时治疗起着较为重要的作用。急性发作的时候，会压迫脊髓以及神经根，在本质意义上来讲，当它压迫到神经根的时候，就会导致神经根产生无菌性炎症，同时在间盘突出压迫的时候，会影响到神经根的静脉回流。从而进一步加重神经根的肿胀，此时应用甘露醇注射液，会对神经根，起着明显的脱水消肿的作用，从而会明显的减轻神经根疼痛症状，所以甘露醇治疗，对于腰间盘突出、颈间盘突出来说，是比较重要的，起到了一种不可替代的作用。对于患者来说，消除水肿，然而在天气冷的时候(大概低于20摄氏度)，甘露醇饱和点降低，出现结晶，析出大量白色晶体，因为结晶体有尖锐的棱角，进入到人的血管里就会造成损害或者栓塞，引起血栓或静脉炎，这对患者来说无疑是致命一击。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能，防止出现意外。
- 4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间. 11、箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。输液瓶加温箱-软瓶/软袋/玻瓶 企业介绍--北京福意电器有限公司立足于客户、服务于客户、应用和服务赢得了众多用户认可。我们的仪器已广泛应用于质量监督、环境检测、污水处理涉及石油、化工、医药卫生、生物化学、制药、农药、商检、公安、食品、钢铁、电力等系统以及科研机关和大专院校等。