

# 手术室恒温箱-加温玻璃瓶药液

产品名称	手术室恒温箱-加温玻璃瓶药液
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

手术室恒温箱-加温玻璃瓶药液介绍加温箱是一种用于提供恒温环境的设备，常用于育婴、实验室、储存等领域。它具有温度控制功能，可以精确地调节温度，确保环境温度始终保持在所需范围内。加温箱通常具有透明材料制成的外壳，便于观察内部情况。此外，加温箱还具有防水功能，适用于各种环境下的使用。使用加温箱可以确保实验结果的准确性，为育婴提供适宜的环境，使物品得到充分的保护。手术室的温度与湿度是有严格规定的，国外手术室一般在16-20 °C，国内手术室的温度一般是20-24 °C，相对湿度以50%左右为宜。因为病人没有着装，且处于麻醉及紧张状态，所以感觉手术室很冷，但对于医护人员来说，这个温度是比较适宜的。1.较低的温度能够抑制手术室里的病菌繁殖。细菌喜好温暖潮湿的环境，据文献报道，超过一定数值温度后，手术室的细菌含量呈明显上升。2.因为手术在无影灯的照射下，医生一般都要站立1个小时以上，有的是几个小时，如果温度过高，医生出汗的情况会明显增加，不仅增加护士擦汗的工作量，还会造成汗水接触到患者手术区域，有造成感染的风险。所以，手术室的低温度，能够降低医生出汗的概率，也保证他们更加的清醒，更全神贯注。手术室恒温箱-

加温玻璃瓶药液案例展示 手术室恒温箱-加温玻璃瓶药液 动物实验室在区域布局上，不仅要考虑区域布局，还要综合考虑洁净空调房间的布局和回风方式，洁净空调间应尽可能靠近洁净控制区，在净化区的布局上，需要留出适当的面积来满足回风的要求，动物使用的笼子应避免送风口，防止空调风直接吹在动物笼子上，回风口一般在房间下方，动物笼与回风口之间应保持一定距离，净化区各房间的面积设置根据规模确定，一只动物的饲养室宜放4-6个动物笼，房间面积约15-21m，6笼以上时，可设两个饲养室，便于日常工作管理和事故的及时处理。1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，精确控温。

2.箱体内部2个精密温度传感器，显示箱体温度3.

自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。

4.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。

6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。

7.采用压缩机制冷技术，强效制冷。8.

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定9.

ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。

10.宽电压带，适合电压不稳定地区，11.合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

12.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。手术室恒温箱-加温玻璃瓶药液"福意联"品

牌倾力打造的恒温冷藏、低温冷冻经常被列入指定采购产品，自上市以来向全国各地的各大医院，实验室，科研院校，疾控中心等提供了大批的优质产品！在很多次冷藏、冷冻设备招标中成为中标产品。专业品质值得信赖，24小时咨询响应，恭候您的选购。