

眉山DJ-I型医用超声耦合贴片 带质检报告 粘性好

产品名称	眉山DJ-I型医用超声耦合贴片 带质检报告 粘性好
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	36.00/片
规格参数	品牌:迈通 型号:DJ-I 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

迈通DJ-I型医用超声耦合贴片，作为郑州大鲸医疗科技有限公司旗下的一款优质产品，在医用超声领域具有良好表现。为了确保产品的质量和粘性，我们特别提供附带质检报告的超声耦合贴片，以满足客户对产品可靠性和安全性的需求。

迈通DJ-I型医用超声耦合贴片由高纯度的医用硅胶等材料制成，粘性出色，能够在使用过程中持久稳定地粘附在皮肤表面。作为超声药物导入治疗仪的重要附件，它能够有效地传递超声波能量，确保医疗过程的准确性和可靠性。我们的超声耦合贴片被广泛应用于医药领域，尤其在超声引导下的手术、检查、测量以及超声消融治疗等过程中发挥着非常重要的作用。

使用迈通DJ-I型医用超声耦合贴片非常简便，仅需按照以下步骤进行操作。首先，清洁并消毒皮肤表面，以确保操作环境的无菌和安全；然后，将超声耦合贴片轻轻揭开背面的保护膜，避免触碰任何可能造成污染的物体；接下来，将贴片放置在需要治疗或检查的部位上，并用手指轻轻按压，使其充分贴合皮肤；最后，操作结束后，将耦合贴片从皮肤上慢慢剥离，并将其正确丢弃。为了确保安全和效果，每次使用前请检查贴片的完整性和粘性，如发现异常请勿使用。

此外，在购买迈通DJ-I型医用超声耦合贴片时，请注意以下几点。首先，确保选择迈通DJ-I型超声耦合贴片，以免购买到劣质或伪劣产品；其次，注意保持室温环境下的储存，并避免阳光直射和高温环境，以免影响贴片的粘性和质量；最后，每片耦合贴片单次使用，请勿重复使用，以确保医疗过程的安全和卫生。