

# 呼吸导管流量测试仪

产品名称	呼吸导管流量测试仪
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:± 1%FS
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室（注册地址）
联系电话	18560126617

## 产品详情

呼吸导管liuliang测试仪/济南三泉智能科技有限公司

输液器liuliang测试仪是一款用于检测输液器liuliang的医疗设备，通过测量液体流经输液器所产生的压力，计算并显示输液器的liuliang。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。

输液器liuliang测试仪的基本构造包括压力传感器、liuliang计和控制系统等组成部分。在测试过程中，将被测输液器与测试仪器的liuliang计连接，并将输液器放置在密封容器中，然后通过控制系统控制压力泵工作，向容器内注入液体，同时通过压力传感器测量液体流经输液器所产生的压力，liuliang计将压力转换成liuliang值并显示出来。

输液器liuliang测试仪具有以下特点：

**精度高：**该仪器采用了高精度的压力传感器和liuliang计，可以准确地测量输液器的liuliang值，有效保证测试结果的可靠性。

**操作简便：**该仪器采用智能化设计，操作简单方便，只需将被测输液器放置在密封容器中，设置相应的参数即可开始测试。

**数据稳定：**该仪器采用专业软件进行数据处理和分析，可以有效地保证数据的稳定性和准确性，为实验结果的可靠性提供了保障。

使用输液器liuliang测试仪时，需要做好以下准备工作：

选择符合测试要求的输液器型号和规格；

将输液器与测试仪器的liuliang计连接，并保证连接牢固；

根据测试要求设置相应的参数，例如测试压力、liuliang等；

启动仪器，并等待其稳定后开始进行测试。

在测试过程中，需要注意以下几点：

保证输液器liuliang测试仪器的精度和稳定性；

在测试过程中，应该保证输液器的完好无损；

在数据处理过程中，应该选用专业软件进行数据处理和分析，以保证数据的准确性。

## 技术参数

测试压力 0-400KPa

分辨率 0.1KPa

压力精度  $\pm 1\%FS$

气源接口 8mm聚氨酯管

试验接口 6%鲁尔接头（其他尺寸可定制）

用户 50个

数据接口 RS232（可连接用户LIMS系统）

主机尺寸 325mmX420mmX170mm(长宽高)

重量 9Kg

物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色，它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象，如压力，拉力等来检测物品，广泛应用于各个领域。

常见的物理性检测仪器有很多，这些仪器具有各自的特点和使用方法，同时，这些仪器也都需要定期维护保养，以保证其精度和使用寿命。

物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时，需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作，以保证检测结果的准确性和仪器的正常运转。

是利用物理现象进行检测的一种工具，具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识，我们可以更好地发挥它们的作用，提高生产效率和

呼吸管流量测试仪/济南三泉智能科技有限公司